

# COMBIPHON® BLUE/ COMBIPHON® O<sub>2</sub> BLUE

REF 27131-02



CE

REF 27132-02



CE 0482

- ▶ Sprechventil - geringes Gewicht
- ▶ Durch blaue Farbe unverwechselbar und unterscheidbar zu anderen Aufsätzen, z.B. einem HME
- ▶ Mit Silikonmembran
- ▶ Ventilmembran ist in der Grundstellung geschlossen und wird beim Einatmen kurzzeitig geöffnet. Vorteil: Es wird kein größerer Anblasdruck benötigt, um das Ventil zu schließen und so das Sprechen zu ermöglichen.
- ▶ Geringere Ermüdung des Patienten und bessere Sprechqualität
- ▶ Mit Multiadapter: passt sowohl auf 15 mm-Konnector (**UNI**) als auch auf 22 mm Adapter (**KOMBI**)
- ▶ Zum Aufsatz auf eine Trachealkanüle oder Basisplatte
- ▶ Nur für Tracheotomierte, nicht für Laryngektomierte
- ▶ Das Sprechventil ist ausschließlich in Kombination mit einer Phonationskanüle verwendbar.

## LIEFERUMFANG

**COMBIPHON® BLUE** **REF 27131-02**

1 x Sprechventil  
1 x Gebrauchsanweisung

oder

**COMBIPHON® O<sub>2</sub> BLUE** **REF 27132-02**

1 x Sprechventil  
1 x Gebrauchsanweisung



UNI



KOMBI

O<sub>2</sub>

Das COMBIPHON® Sprechventil darf ausschließlich von Patienten mit teilweise oder vollständig erhaltenem Kehlkopf verwendet werden!

| Produkt                        | VE      | REF      |
|--------------------------------|---------|----------|
| COMBIPHON® BLUE                | 1 Stück | 27131-02 |
| COMBIPHON® O <sub>2</sub> BLUE | 1 Stück | 27132-02 |