

FAHL® HAND FIX

REF 32470



REF 32472



REF 32482



REF 32485



- ▶ Gewatteerd manchet met klittenbandsluiting en plastic ring voor bevestiging aan hand of voet
- ▶ Zachte manchet met huidvriendelijke velours coating voor comfortabel dragen en een goede pasvorm
- ▶ Voor zelfbevestigende patiënten
- ▶ De manchetten zijn ongeveer 6 mm dik en verkrijgbaar in verschillende versies:
 - **NEO** (REF 32470):
3 x 12 cm (B x L), bandlengte ca. 2 x 65 cm
 - **PED** (REF 32472):
4 x 17 cm (B x L), riemlengte ca. 2 x 65 cm
 - **Normaal** (REF 32482):
7 x 25 cm (B x L), riemlengte ca. 2 x 85 cm
 - **Groot** (L) (REF 32485):
7 x 30 cm (B x L), riemlengte ca. 2 x 85 cm
- ▶ Kleur: wit-turquoise / wit

LEVEROMVANG**FAHL® Hand Fix NEO, 3 x 12 cm**

15 x 2 fixatiemanchetten

REF 32470

of

FAHL® Hand Fix PED, 4 x 17 cm

15 x 2 fixatiemanchetten

REF 32472

of

FAHL® Hand Fix, 7 x 25 cm

8 x 2 fixatiemanchetten

REF 32482

of

FAHL® Hand Fix L, 7 x 30 cm

8 x 2 fixatiemanchetten

REF 32485