


LARYVOX® HME High Flow

REF 49810



- ▶ Gomaespuma de PU de poros anchos, para reducir la resistencia respiratoria
- ▶ Por consiguiente, se puede usar hasta 24 horas al día, incluso durante las actividades físicas
- ▶ Color carne, para garantizar la discreción
- ▶ Peso reducido, altura reducida
- ▶ Carcasa resistente –obturable con el dedo, sin aplicar presión, para permitir la fonación a los pacientes laringectomizados con prótesis fonatoria
- ▶ Con adaptador 22 mm (**KOMBI**)

REF 49803

**VOLUMEN DE SUMINISTRO****LARYVOX® HME HighFlow REF 49810**

30 Casete de filtro, envasado individualmente
1 Instrucciones de uso

LARYVOX® O₂ HME HighFlow REF 49803

30 Casete de filtro, envasado individualmente
1 Instrucciones de uso