

LARYNGOTEC® KOMBI / LARYNGOTEC® KOMBI LINGO

REF 114920



REF 114720



- ▶ Tracheacannule voor langdurig gebruik, gebruiksduur max. 3-6 maanden
- ▶ Medisch silicone: zacht, buigzaam, gering gewicht
- ▶ Canuleschild perfect aangepast aan de anatomie van de hals – met openingen aan de zijkant voor het bevestigen van een canuledraagband
- ▶ Transparant, onopvallend ontwerp
- ▶ Met 22 mm-connector (**KOMBI**)
- ▶ Elke maat in verschillende lengtes
- ▶ Met zeven **LARYNGOTEC® KOMBI LINGO** (REF 114720) of zonder zeven **LARYNGOTEC® KOMBI** (REF 114920)
- ▶ Zeving volgens opgave van de klant mogelijk

LEVERINGSOMVANG**LARYNGOTEC® KOMBI REF 114920**

1 x tracheacannule
 1 x canuledraagband (OPTIFLAUSCH®)
 1 x canulepas
 1 x gebruiksaanwijzing

of

LARYNGOTEC® KOMBI LINGO REF 114720

1 x tracheacannule, gezeefd
 1 x canuledraagband (OPTIFLAUSCH®)
 1 x canulepas
 1 x gebruiksaanwijzing

Vermeld bij het bestellen de maat en lengte (OL) achter het artikelnummer!



KOMBI



LINGO



MRT


CE 0482

LARYNGOTEC® KOMBI / LARYNGOTEC® KOMBI LINGO


Technische gegevens

TECHNISCH SCHEMA

REF 114920



REF 114720



Legenda

Alle gegevens in mm
 OD = buitendiameter
 ID = binnendiameter
 OL = lengte over buitenste boog
 NL = lengte over middelste boog
 L1 = begin van de fonatie
 L2 = Fonatie lengte
 BA = Buigingshoek

LARYNGOTEC® KOMBI

REF 114920-xxxx

Maat	OD	ID	NL	OL	BA	REF
07	10,2	7,0	38,0	44,0	66,0	114920-0744
			54,0	62,0	92,0	114920-0762
08	11,2	8,0	38,0	44,0	59,0	114920-0844
			54,0	62,0	82,0	114920-0862
09	12,4	9,0	61,0	70,0	92,0	114920-0870
			36,0	44,0	56,0	114920-0944
10	13,4	10,0	55,0	62,0	77,0	114920-0962
			65,0	75,0	93,0	114920-0975
11	14,4	11,0	36,0	44,0	49,0	114920-1044
			55,0	62,0	67,0	114920-1062
12	15,4	12,0	75,0	85,0	90,0	114920-1085
			36,0	44,0	48,0	114920-1144
13	16,6	13,0	55,0	62,0	66,0	114920-1162
			76,0	87,0	91,0	114920-1187
			36,0	44,0	48,0	114920-1244
			55,0	62,0	66,0	114920-1262
			77,0	90,0	93,0	114920-1290
			37,0	44,0	47,0	114920-1344
			55,0	62,0	65,0	114920-1362
			77,0	90,0	92,0	114920-1390

LARYNGOTEC® KOMBI LINGO

REF 114720-xxxx

Maat	OD	ID	NL	OL	BA	L1	L2	REF
07	10,2	7,0	38,0	44,0	66,0	12,0	15,0	114720-0744
			54,0	62,0	92,0	16,0	20,0	114720-0762
08	11,2	8,0	38,0	44,0	59,0	12,0	15,0	114720-0844
			54,0	62,0	82,0	16,0	20,0	114720-0862
09	12,4	9,0	61,0	70,0	92,0	16,0	20,0	114720-0870
			36,0	44,0	56,0	12,0	20,0	114720-0944
10	13,4	10,0	55,0	62,0	77,0	16,0	26,0	114720-0962
			65,0	75,0	93,0	16,0	26,0	114720-0975
11	14,4	11,0	36,0	44,0	49,0	12,0	20,0	114720-1044
			55,0	62,0	67,0	16,0	26,0	114720-1062
12	15,4	12,0	75,0	85,0	90,0	16,0	26,0	114720-1085
			36,0	44,0	48,0	12,0	20,0	114720-1144
			55,0	62,0	66,0	16,0	26,0	114720-1162
			76,0	87,0	91,0	16,0	26,0	114720-1187
			36,0	44,0	48,0	12,0	20,0	114720-1244
			55,0	62,0	66,0	16,0	26,0	114720-1262
			77,0	90,0	93,0	16,0	26,0	114720-1290

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm swivel-connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	Ytterkanyl inklusive 15 mm vridanslutning (VARIO)



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)




FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secreet boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.