

NECKFIX® ENDO LOCK

REF 32940



REF 32940-M28



REF 32945



- ▶ Kit de fijación de tres piezas, compuesto por una cinta de fijación y dos parches
- ▶ La parte posterior de la cabeza y la nuca del paciente permanecen libres
- ▶ Cinta de fijación de la cánula con recubrimiento con terciopelo en ambas caras, de elasticidad reducida, con tira adhesiva prepegada y hendidura para la fijación segura del tubo endotraqueal
- ▶ 2 parches hidrocoloides para la colocación en la cara del paciente
- ▶ Fijación sencilla de la cinta por medio de velcro al parche
- ▶ Sin bordes de velcro sobresalientes en el parche
- ▶ Color: blanco-turquesa

VOLUMEN DE SUMINISTRO

NECKFIX® Endo Lock-Set **REF 32940**

8 x 10 Almohadilla (28 cm) con tira adhesiva y 2 parches de fijación

o

NECKFIX® Endo Lock **REF 32940-M28**

8 x 10 Almohadilla (28 cm) con tira adhesiva

o

NECKFIX® Endo Lock Fixing Plasters

80 parches de fijación **REF 32945**