

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP/ LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO

REF 114830



REF 114820



- ▶ Tracheacanule voor langdurig gebruik, gebruiksduur 3-6 maanden
- ▶ Medisch silicone: zacht, buigzaam, gering gewicht
- ▶ Kan dankzij de ringvormige verdikking/clip achter de 22 mm adapter (**KOMBI**) in basisplaten worden gezet (bijv. LARYVOX® Tape)
- ▶ Transparant, onopvallend ontwerp
- ▶ Met 22 mm adapter (**KOMBI**) voor het aansluiten van HME's
- ▶ Elke maat in verschillende lengtes
- ▶ Met zeven **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO (REF 114820)** of zonder zeven **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP (REF 114830)**
- ▶ Zeving volgens opgave van de klant mogelijk

LEVEROMVANG

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP REF 114830

1 x tracheacanule, gezeefd
 1 x LARYVOX® Tape STANDARD round
 1 x canulepas
 1 x gebruiksaanwijzing

of

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO REF 114820

1 x tracheacanule, gezeefd
 1 x LARYVOX® Tape STANDARD round
 1 x canulepas
 1 x gebruiksaanwijzing

Vermeld bij het bestellen de maat en lengte (OL) achter het artikelnummer!



KOMBI



LINGO




MRT


CE 0482

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP/ LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO**Technische gegevens****TECHNISCH SCHEMA**

REF 114830



REF 114820

**Legenda**

Alle gegevens in mm
 OD = buitendiameter
 ID = binnendiameter
 OL = lengte over buitenste boog
 NL = lengte over middelste boog
 L1 = begin van de fonatie
 L2 = Fonatie lengte
 BA = Buigingshoek

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP

REF 114830-xxxx

Größe	OD	ID	NL	OL	BA	REF
07	10,2	7,0	38,0	44,0	66,0	114830-0744
			38,0	44,0	59,0	114830-0844
			54,0	62,0	82,0	114830-0862
09	12,4	9,0	36,0	44,0	56,0	114830-0944
			55,0	62,0	77,0	114830-0962
			65,0	75,0	93,0	114830-0975
10	13,4	10,0	36,0	44,0	49,0	114830-1044
			55,0	62,0	67,0	114830-1062
			75,0	85,0	90,0	114830-1085
11	14,4	11,0	36,0	44,0	48,0	114830-1144
			55,0	62,0	66,0	114830-1162
			76,0	87,0	91,0	114830-1187
12	15,4	12,0	36,0	44,0	48,0	114830-1244
			55,0	62,0	66,0	114830-1262
13	16,6	13,0	37,0	44,0	47,0	114830-1344
			55,0	62,0	65,0	114830-1362

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO

REF 114820-xxxx

Größe	OD	ID	NL	OL	BA	L1	L2	REF
07	10,2	7,0	38,0	44,0	66,0	12,0	15,0	114820-0744
			54,0	62,0	92,0	16,0	20,0	114820-0762
08	11,2	8,0	38,0	44,0	59,0	12,0	15,0	114820-0844
			54,0	62,0	82,0	16,0	20,0	114820-0862
09	12,4	9,0	36,0	44,0	56,0	12,0	20,0	114820-0944
			55,0	62,0	77,0	16,0	26,0	114820-0962
10	13,4	10,0	36,0	44,0	49,0	12,0	20,0	114820-1044
			55,0	62,0	67,0	16,0	26,0	114820-1062
			75,0	85,0	90,0	16,0	26,0	114820-1085
11	14,4	11,0	36,0	44,0	48,0	12,0	20,0	114820-1144
			55,0	62,0	66,0	16,0	26,0	114820-1162
12	15,4	12,0	36,0	44,0	48,0	12,0	20,0	114820-1244
			55,0	62,0	66,0	16,0	26,0	114820-1262
13	16,6	13,0	37,0	44,0	47,0	12,0	20,0	114820-1344
			55,0	62,0	65,0	16,0	26,0	114820-1362

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm-swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm-swivel-connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	Ytterkanyl inklusive 15 mm vridanslutning (VARIO)



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)




FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secret boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.