



FAHL

OPTIBRUSH® / OPTIBRUSH® PLUS / BASIC


REF 31850



REF 31855



REF 31800



- ▶ Cepillo especial para la limpieza delicada de cánulas traqueales
- ▶ Dúctil y flexible
- ▶ La densa distribución de las cerdas en torno al alambre de acero inoxidable evitan daños en la cánula traqueal por el contacto con bordes afilados
- ▶ **OPTIBRUSH® (REF 31850):** La punta redondeada evita que se raye el material blando de las cánulas
- ▶ **OPTIBRUSH® PLUS (REF 31855):** El tope de fibras blando y absorbente que envuelve la punta contribuye activamente a la limpieza, reduce aún más el peligro de dañar la cánula y permite una limpieza más eficaz
- ▶ **OPTIBRUSH® BASIC (REF 31800):** La punta está envuelta por un penacho de lana suave absorbente de 1 cm de espesor que contribuye activamente a la limpieza. Este penacho reduce aún más el peligro de dañar la cánula y permite además una limpieza meticulosa
- ▶ Amplia gama de tamaños

VOLUMEN DE SUMINISTRO

OPTIBRUSH® REF 31850-xx

4 cepillos de limpieza OPTIBRUSH®

1 Instrucciones de uso

o

OPTIBRUSH® PLUS REF 31855-xx

4 cepillos de limpieza OPTIBRUSH® PLUS

1 Instrucciones de uso

o

OPTIBRUSH® BASIC REF 31800-xx

4 cepillos de limpieza OPTIBRUSH® BASIC

1 Instrucciones de uso

Al realizar el pedido, indique el tamaño que figura detrás del número de artículo.

Producto	Tamaños	PU	REF
OPTIBRUSH®	04 - 14	4 unidades	31850-xx
OPTIBRUSH® PLUS	05 - 12/14	4 unidades	31855-xx
OPTIBRUSH® BASIC	06/08/10/12	4 unidades	31800-xx