












SURTIDO LARYVOX® TAPE

Número de artículo	Designación	Figura	Propiedades del material
48100	LARYVOX® TAPE STANDARD ROUND		• El parche es transparente y tiene un efecto hidrófobo • Las características del adhesivo garantizan una sujeción segura • Adecuado para anatomías del traqueostoma no problemáticas y pieles de consistencia normal
48200	LARYVOX® TAPE STANDARD OVAL		
48300	LARYVOX® TAPE STANDARD XL OVAL		
48120	LARYVOX® TAPE FLEXIBLE ROUND		• Fabricado en un material blando similar al textil, con elevada fuerza de adhesión • Las características especiales del material simplifican su manipulación, sobre todo al fijarlo en traqueostomas problemáticos • Su gran fuerza de adhesión lo hace especialmente apto para la práctica de actividades físicas
48220	LARYVOX® TAPE FLEXIBLE OVAL		
48320	LARYVOX® TAPE FLEXIBLE XL OVAL		
48130	LARYVOX® TAPE HYDROSOFT ROUND		• Material suave y cuidadoso con la piel basado en hidrocoloides • Ofrece gran comodidad de fijación • Capacidad del hidrocoloide de incorporar líquidos/secreciones para mantener el ambiente húmedo de la piel en general • Especial para piel sensible • Eliminación del parche suave y cuidadosa con la piel
48230	LARYVOX® TAPE HYDROSOFT OVAL		
48330	LARYVOX® TAPE HYDROSOFT XL OVAL		

Número de artículo	Designación	Figura	Propiedades del material
48140	LARYVOX® TAPE COMFORT ROUND		Material fino, transpirable y de color carne, con máxima fuerza de adhesión y mínima visibilidad
48240	LARYVOX® TAPE COMFORT OVAL		- Gran flexibilidad que simplifica la manipulación, sobre todo al atender traqueostomas difíciles - Uso prolongado gracias a su adaptación a la piel, sobre todo en caso de movimientos en el entorno del traqueostoma - Apto para esfuerzos físicos
48340	LARYVOX® TAPE COMFORT XL OVAL		
48050	LARYVOX® TAPE HYPOALLERGEN ROUND		- Especial para pieles sensibles - Reduce la aparición de reacciones cutáneas alérgicas - Se adapta cómodamente a los movimientos - Excelentes propiedades adhesivas - Elevada flexibilidad y largo tiempo de uso
48150	LARYVOX® TAPE HYPOALLERGEN OVAL		
48250	LARYVOX® TAPE HYPOALLERGEN XL OVAL		
48400	LARYVOX® TAPE EXTRA FINE		- Forma: rectangular - Excelentes propiedades adhesivas - Placa base transparente y extremadamente fina - Material hidrófugo - Abarca una zona cutánea de gran tamaño alrededor del traqueostoma - Adaptación óptima a los movimientos de la región del cuello - Aspecto discreto
48500	LARYVOX® TAPE CONVEX		- Adecuado para una colocación precisa en caso de un traqueostoma profundo o deprimido - La placa base como núcleo en panel proporciona una estructura general resistente - Reduce la aparición de reacciones cutáneas alérgicas - Óptica transparente - Material hidrófugo - Excelentes propiedades adhesivas - Indicada para el uso con una válvula fonatoria sin oclusión con los dedos

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a · 51149 Köln · Phone +49(0)22 03/29 80-0
Fax +49(0)22 03/29 80-100 · Germany · mail vertrieb@fahl.de · www.fahl.de