



FAHL

OPTIBRUSH® / OPTIBRUSH® PLUS / BASIC


REF 31850



REF 31855



REF 31800



- ▶ Brosse spéciale pour le nettoyage en douceur de canules trachéales
- ▶ Souple et flexible
- ▶ Les poils de brosse sont étroitement agencés autour du fil d'acier inoxydable torsadé afin de prévenir tout bord tranchant susceptible d'endommager la canule trachéale
- ▶ **OPTIBRUSH® (RÉF 31850)** avec pointe arrondie pour prévenir toute rayure sur les matériaux de canules souples
- ▶ **OPTIBRUSH® PLUS (RÉF 31855)** : La pointe de la brosse est enrobée de fibres souples, efficaces et absorbantes qui réduisent encore le risque de détérioration de la canule et permettent un nettoyage plus efficace.
- ▶ **OPTIBRUSH® BASIC (RÉF 31800)** : La pointe de la brosse est enrobée d'une touffe de laine souple, efficace et absorbante d'env. 1 cm d'épaisseur qui réduit encore le risque de détérioration de la canule et permet un nettoyage plus efficace.
- ▶ Large gamme de tailles

CONTENU

OPTIBRUSH® RÉF 31850-xx

4 x écouvillons OPTIBRUSH®

1 x mode d'emploi

ou

OPTIBRUSH® PLUS RÉF 31855-xx

4 x écouvillons OPTIBRUSH® PLUS

1 x mode d'emploi

ou

OPTIBRUSH® BASIC RÉF 31800-xx

4 x écouvillons OPTIBRUSH® BASIC

1 x mode d'emploi

Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande!

Produit	Tailles	Unité	RÉF
OPTIBRUSH®	04 - 14	4 pièces	31850-xx
OPTIBRUSH® PLUS	05 - 12/14	4 pièces	31855-xx
OPTIBRUSH® BASIC	06/08/10/12	4 pièces	31800-xx