

MUCOPROTECT® CUFF PRESSURE GAUGE



- ▶ Permet la surveillance de la pression du ballonnet (CUFF) pour les canules trachéales et endotrachéales avec ballonnet
- ▶ Large surface permettant une lecture exacte pour une précision maximale
- ▶ L'intervalle de pression optimal (20 à 30 cmH₂O) est bien délimité par une coloration turquoise de cette zone
- ▶ Bouton de réduction de pression latéral
- ▶ Peut être utilisé pour tous les ballonnets de contrôle avec fermeture Luer-Lock (standard sur le marché)
- ▶ Tuyau de raccordement (longueur 75 cm) inclus dans la livraison
- ▶ Tuyaux de raccordement (**MUCOPROTECT® Connection tube / RÉF 19506**) supplémentaires disponibles séparément

CONTENU

**MUCOPROTECT®
CUFF PRESSURE GAUGE** **REF 19500**
1 x manomètre à ballonnet (CUFF)
1 x tuyau de raccordement
1 x mode d'emploi

Disponibles en option :

**MUCOPROTECT®
CONNECTION TUBE (75 cm)** **REF 19506**

CE 0482