


LARYVOX® TAPE SPECIAL

REF 48145



REF 48245



REF 48345



- ▶ Stabiles und atmungsaktives Material; bietet höchstmögliche Klebereigenschaften sowie eine unauffällige Optik
- ▶ Hohe Flexibilität vereinfacht die Handhabung besonders zur Versorgung schwieriger Tracheostoma-Anlagen
- ▶ Nicht invasiv
- ▶ Schmiegt sich der Haut an und ermöglicht somit eine längere Tragedauer
- ▶ Eignet sich optimal bei körperlicher Anstrengung
- ▶ Keine Reibung innerhalb des Tracheostomas
- ▶ Mit 22 mm Aufsatz zum Anbringen eines HME oder eines Sprechventils mit 22 mm Adapter (**KOMBI**)
- ▶ Kann mit speziellen Silikonkanülen kombiniert werden (**LARYNGOTEC® KOMBI CLIP** oder **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO**), falls zusätzliche Stabilisierung der Trachea benötigt wird
- ▶ Drei verschiedenen Formen erhältlich: rund, oval, XL oval

LIEFERUMFANG

LARYVOX® TAPE SPECIAL

15 x Basisplatte, einzeln verpackt

1 x Gebrauchsanweisung

round**REF 48145****oval****REF 48245****XL oval****REF 48345**