

OPTISWAB SET PURE / OPTISWAB SET PURE XL

REF 31025



REF 31030



- ▶ Ambos sets para la limpieza de cánulas de traqueostomía incluyen:

Bote de limpieza **OPTIBRUSH® CONT XL** (800 ml) (**REF 31300**) de gran diámetro para permitir la limpieza de cánulas de traqueostomía. Contiene un inserto de tamiz extraíble que permite mover las cánulas en la solución.

OPTICIT® 100 g de polvo desinfectante (**REF 331170**): basado en Caroat, un ingrediente activo desinfectante probado para la desinfección de dispositivos médicos. Extremadamente eficaz contra endosporas, muchos microorganismos y virus, incl. MRSA, HBV/HIV/HCV). Fácil de usar mezclándolo con agua para crear una solución lista para usar.

- ▶ **OPTISWAB SET PURE (REF 31025)** contiene:

- Hisopo de limpieza **OPTIBRUSH® SWAB** (**REF 31910**) para una limpieza suave de las cánulas de traqueostomía. Hisopo de plástico flexible con capuchón absorbente de espuma de poliuretano. Sin pelusas ni fibras. Esto reduce el riesgo de irritación traqueal. Especialmente indicado para cánulas de traqueostomía de plástico blando y sensible, sobre todo para cánulas pediátricas.

- ▶ **OPTISWAB SET PURE XL (REF 31030)** contiene:

- **OPTIBRUSH® SWAB XL** (**REF 31920**) Hisopo de limpieza para una limpieza suave de las cánulas de traqueostomía. Hisopo de plástico flexible con capuchón absorbente de espuma de poliuretano. Sin pelusas ni fibras. Esto reduce el riesgo de irritación traqueal. Especialmente indicado para cánulas de traqueostomía de plástico blando y sensible.

VOLUMEN DE SUMINISTRO**OPTISWAB SET PURE REF 31025**

1 bidón de limpieza OPTIBRUSH® CONT XL
1 polvo desinfectante OPTICIT®
4 bastoncillos de limpieza OPTIBRUSH® SWAB
1 instrucciones de uso

para

OPTISWAB SET PURE XL REF 31030

1 bidón de limpieza OPTIBRUSH® CONT XL
1 polvo desinfectante OPTICIT®
4 bastoncillos de limpieza OPTIBRUSH® SWAB XL
1 instrucciones de uso

Todos los componentes del set también están disponibles individualmente.