



TRACHEOTEC® VARIO / TRACHEOTEC® VARIO CUFF

REF 18560



REF 18920



- ▶ Tracheacanule
 - **REF 18920:** met lagedrukmanchet (**CUFF**)
 - **REF 18560:** zonder lagedrukmanchet
- ▶ Zacht, flexibel canuleschild met opdruk van de voornaamste specificaties van de canule
- ▶ Met 15 mm draaiconnector (**VARIO**) om trek- en draaikrachten te bufferen, die door de beademingsslang kunnen ontstaan
- ▶ Met röntgencontraststrepen
- ▶ De set bestaat uit een canuledraagband, een obturator en een canulepas

LEVERINGSOMVANG

TRACHEOTEC® VARIO

REF 18560-xx

- 1 x Tracheacanule
- 1 x canuledraagband
- 1 x obturator
- 1 x canulepas
- 1 x gebruiksaanwijzing


of

TRACHEOTEC® VARIO CUFF

REF 18920-xx

- 1 x tracheacanule met CUFF
- 1 x canuledraagband
- 1 x obturator
- 1 x canulepas
- 1 x gebruiksaanwijzing

Vermeld bij bestelling de maat achter het artikelnummer! De maattabel vindt u in de bijlage.




CE 0482


TRACHEOTEC® VARIO / TRACHEOTEC® VARIO CUFF

TECHNISCHE TEKENING

REF 18560



REF 18920



Legenda

Alle gegevens in mm

OD1 = buitendiameter bij het canuleschild

ID1 = binnendiameter bij de canulepunt van de buitencanule

CD = CUFF-diameter

NL = lengte over de centrale boog

OL = lengte over de buitenboog

TRACHEOTEC® VARIO

REF 18560-xx

Maat	OD1	ID1	NL	OL
03	4,7	3,0	43,3	47,2
035	5,3	3,5	46,2	50,6
04	6,0	4,0	52,1	57,1
045	6,7	4,5	52,1	57,7
05	7,3	5,0	55,1	61,1
055	8,0	5,5	57,0	63,6
06	8,7	6,0	59,9	67,1
065	9,3	6,5	65,8	73,5
07	10,0	7,0	68,7	77,0
075	10,7	7,5	72,6	81,5
08	11,3	8,0	78,5	87,9
085	12,0	8,5	80,5	90,4
09	12,7	9,0	84,4	94,9
10	14,0	10,0	93,7	105,3

TRACHEOTEC® VARIO CUFF

REF 18920-xx

Maat	OD1	ID1	CD	NL	OL
03	4,7	3,0	15,0	43,3	47,2
035	5,3	3,5	15,0	46,2	50,6
04	6,0	4,0	19,0	52,1	57,1
045	6,7	4,5	19,0	52,1	57,7
05	7,3	5,0	19,0	55,1	61,1
055	8,0	5,5	19,0	57,0	63,6
06	8,7	6,0	22,0	59,9	67,1
065	9,3	6,5	22,0	65,8	73,5
07	10,0	7,0	30,0	68,7	77,0
075	10,7	7,5	30,0	72,6	81,5
08	11,3	8,0	30,0	78,5	87,9
085	12,0	8,5	30,0	80,5	90,4
09	12,7	9,0	30,0	84,4	94,9
10	14,0	10,0	30,0	93,7	105,3

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)



PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm swivel connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	Ytterkanyl inklusive 15 mm vridanslutning (VARIO)



CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secreet boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.