

COMBIPHON® BLUE/ COMBIPHON® O₂ BLUE

REF 27131-02



CE

REF 27132-02



CE 0482

- ▶ Valve de phonation - faible poids
- ▶ Distinctive de par son coloris bleu vif par rapport à d'autres embouts, comme un HME
- ▶ Avec membrane en silicone
- ▶ La membrane de la valve est fermée en position initiale et s'ouvre brièvement à chaque inspiration. Avantage : un léger souffle suffit pour fermer la valve et ainsi permettre la phonation.
- ▶ Réduction de la fatigue du patient et amélioration de la qualité de phonation
- ▶ Avec adaptateur multiple : convient aussi bien à un connecteur de 15 mm (**UNI**) qu'à un adaptateur de 22 mm (**KOMBI**)
- ▶ À emboîter sur une canule trachéale ou une plaque de base
- ▶ Uniquement pour trachéotomisés, ne convient pas aux laryngectomisés
- ▶ La valve de phonation ne peut s'utiliser qu'avec une canule de phonation.

CONTENU	
COMBIPHON® BLUE	REF 27131-02
1 x valve de phonation	
1 x mode d'emploi	
ou	
COMBIPHON® O₂ BLUE	REF 27132-02
1 x valve de phonation	
1 x mode d'emploi	



UNI



KOMBI

O₂

La valve de phonation COMBIPHON® ne peut être utilisée que chez les patients dont le larynx est totalement ou partiellement conservé !

Produit	Unité	REF
COMBIPHON® BLUE	1 pièce	27131-02
COMBIPHON® O ₂ BLUE	1 pièce	27132-02