

NECKFIX® ENDO

REF 32614



REF 32616



REF 32613



REF 32615



- ▶ Bande de fixation pour tube endotrachéal, permet une fixation sûre des tubes endotrachéaux
- ▶ Noyau de mousse léger, enrobé d'une couche de velours doux pour la peau
- ▶ La bande de fixation de canule a une épaisseur d'env. 6 mm et une largeur de 15 mm et est disponibles en diverses variantes :
 - **NECKFIX® ENDO 72 cm**
 - **NECKFIX® ENDO SAFETY K 72 cm** – avec bande adhésive auto-agrippante de sécurité supplémentaire
 - **NECKFIX® ENDO 85 cm**
 - **NECKFIX® ENDO SAFETY K 85 cm** – avec bande adhésive auto-agrippante de sécurité supplémentaire
- ▶ Permet un ajustement rapide au tour de cou souhaité à l'aide d'une bande auto-agrippante
- ▶ Disponible dans différentes longueurs
- ▶ Coloris : blanc-turquoise

CONTENU

NECKFIX® ENDO 72 cm **REF 32614**
10 x 10 bandes de fixation de canule

ou

NECKFIX® ENDO Safety K 72 cm **REF 32616**
10 x 10 bandes de fixation de canule avec bande adhésive auto-agrippante de sécurité

ou

NECKFIX® ENDO 85 cm **REF 32613**
10 x 10 bandes de fixation de canule

ou

NECKFIX® ENDO Safety K 85 cm **REF 32615**
10 x 10 bandes de fixation de canule avec bande adhésive auto-agrippante de sécurité

Disponibles en option :

NECKFIX® Endo Velcro Strips **REF 32617**
100 x bandes adhésives auto-agrippantes