

OPTIBRUSH® SET / OPTIBRUSH® SET PLUS

REF 31011



REF 31012



- ▶ Beide sets voor het reinigen van tracheacanules bevatten:
 - OPTIBRUSH® CONT XL reinigingsdoos (REF 31200) met grote diameter, om reiniging van tracheacanules mogelijk te maken. De reinigingsdoos bevat een uitneembaar zeefinzetstuk, waardoor de canules in de oplossing kunnen worden bewogen.
 - OPTIBRUSH® CLEAN reinigingspoeder (REF 331110): voor het eenvoudig en nauwkeurig bereiden van een reinigingsoplossing; alleen maar oplossen in lauwwarm water. Voor het grondig verwijderen van op de canule aangekoekte bloed- en secretesten.
- ▶ OPTIBRUSH® SET (REF 31011) bevat :
 - Reinigingsborstels (REF 31850) zijn buigzaam en hebben een afgeronde punt, om bekrassen van het zachte canulemateriaal te verhinderen.
- ▶ OPTIBRUSH® SET PLUS (REF 31012) bevat :
 - Reinigingsborstels (REF 31855) zijn buigzaam en omgeven door een zachte, veegactieve en absorberende vezeltop.
- ▶ De borstelgrootte komt overeen met de setgrootte.

LEVERINGSOMVANG

- ▶ Gebruiksaanwijzing

OPTIBRUSH® SET RÉF 31011

1 x OPTIBRUSH® CONT Reinigingsdoos
1 x OPTIBRUSH® CLEAN Reinigingspoeder (100 g)
4 x OPTIBRUSH® Reinigingsborstel

of

OPTIBRUSH® SET PLUS RÉF 31012

1 x OPTIBRUSH® CONT Reinigingsdoos
1 x OPTIBRUSH® CLEAN Reinigingspoeder (100 g)
4 x OPTIBRUSH® PLUS Reinigingsborstel

Vermeld bij bestelling de maat achter het artikelnummer!

Alle setonderdelen zijn ook los verkrijgbaar.

Producten	Maat	REF
OPTIBRUSH® SET	08	31011-08
OPTIBRUSH® SET	10	31011-10
OPTIBRUSH® SET	12	31011-12
OPTIBRUSH® SET PLUS	08	31012-08
OPTIBRUSH® SET PLUS	10	31012-10
OPTIBRUSH® SET PLUS	12	31012-12