

OPTIFLAUSCH®


REF 32550



REF 32551



REF 32553



REF 32555



REF 32559



- ▶ Cinta de sujeción de la cánula
 - Variantes «K»: con cierre de velcro
 - Variantes «H»: con gancho de plástico
- ▶ Permite la sujeción segura de cánulas traqueales
- ▶ Núcleo ligero de gomaespuma rodeado de un tejido de fieltro que no agrede la piel
- ▶ Material blando y cómodo, para una fijación delicada
- ▶ Máxima comodidad de uso, con 1 cm de distancia entre el cuello y la cinta de sujeción de la cánula
- ▶ La cinta de fijación tiene un grosor de aprox. 4 mm y una anchura de 2,5 cm.
- ▶ Se adapta enseguida al perímetro deseado del cuello, mediante un cierre de velcro (de 2 piezas, ajustable)
- ▶ Color: blanco o beige
- ▶ Embalaje individual

VOLUMEN DE SUMINISTRO

OPTIFLAUSCH® K	REF 32550
1 Cintas de sujeción de la cánula	
o	
OPTIFLAUSCH® H	REF 32551
1 Cintas de sujeción de la cánula	
o	
OPTIFLAUSCH® K beige	REF 32553
1 Cintas de sujeción de la cánula	
o	
OPTIFLAUSCH® K PED	REF 32555
1 Cintas de sujeción de la cánula	
o	
OPTIFLAUSCH® H beige	REF 32559
1 Cintas de sujeción de la cánula	



Producto	Longitud	Anchura	REF
OPTIFLAUSCH® K	24 - 45 cm	2,5 cm	32550
OPTIFLAUSCH® H	24 - 47 cm	2,5 cm	32551
OPTIFLAUSCH® K beige	24 - 45 cm	2,5 cm	32553
OPTIFLAUSCH® K PED	16 - 23 cm	2,0 cm	32555
OPTIFLAUSCH® H beige	24 - 45 cm	2,5 cm	32559