

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP/ LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO

REF 114830



REF 114820



- ▶ Cánula traqueal para uso prolongado, vida útil de hasta 3-6 meses
- ▶ Silicona de calidad médica: blanda, flexible, peso reducido
- ▶ Transparente, diseño discreto
- ▶ Con adaptador de 22 mm (**KOMBI**) para el alojamiento de HME
- ▶ Un reborde anular (**CLIP**), situado detrás del adaptador de 22 mm (**KOMBI**), permite la inserción en placas base (p. ej., **LARYVOX® Tape**)
- ▶ Cada tamaño en diferentes longitudes
- ▶ Con perforación **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO (REF 114820)** o sin perforación **LARYNGOTEC® KOMBI (REF 114830)**
- ▶ Posibilidad de diseñar la perforación según las especificaciones del cliente

VOLUMEN DE SUMINISTRO**LARYNGOTEC® KOMBI CLIP REF 114830**

1 x Cánula traqueal
 1 x LARYVOX® Tape STANDARD round
 1 x Tarjeta de indentificación
 1 x Instrucciones de uso

o

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO REF 114820

1 x Cánula traqueal, perforada
 1 x LARYVOX® Tape STANDARD round
 1 x Tarjeta de indentificación
 1 x Instrucciones de uso

Al hacer el pedido, especifique la tamaño y la longitud (OL) según el número de artículo.



KOMBI



LINGO




MRT


CE 0482

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP/ LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO**Datos técnicos****ESQUEMA TÉCNICO**

REF 114830



REF 114820

**Leyenda**

Todos los datos en mm
 OD = diámetro exterior
 ID1 = diámetro interior
 OL = Longitud sobre la curva exterior
 NL = Longitud sobre el arco central
 L1 = Inicio de la fonación
 L2 = Longitud de la fonación
 BA = Ángulo de flexión

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP

REF 114830-xxxx

Tamaño	OD	ID	NL	OL	BA	REF
07	10,2	7,0	38,0	44,0	66,0	114830-0744
			38,0	44,0	59,0	114830-0844
			54,0	62,0	82,0	114830-0862
09	12,4	9,0	36,0	44,0	56,0	114830-0944
			55,0	62,0	77,0	114830-0962
			65,0	75,0	93,0	114830-0975
10	13,4	10,0	36,0	44,0	49,0	114830-1044
			55,0	62,0	67,0	114830-1062
			75,0	85,0	90,0	114830-1085
11	14,4	11,0	36,0	44,0	48,0	114830-1144
			55,0	62,0	66,0	114830-1162
			76,0	87,0	91,0	114830-1187
12	15,4	12,0	36,0	44,0	48,0	114830-1244
			55,0	62,0	66,0	114830-1262
			37,0	44,0	47,0	114830-1344
13	16,6	13,0	55,0	62,0	65,0	114830-1362

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO

REF 114820-xxxx

Tamaño	OD	ID	NL	OL	BA	L1	L2	REF
07	10,2	7,0	38,0	44,0	66,0	12,0	15,0	114820-0744
			54,0	62,0	92,0	16,0	20,0	114820-0762
08	11,2	8,0	38,0	44,0	59,0	12,0	15,0	114820-0844
			54,0	62,0	82,0	16,0	20,0	114820-0862
09	12,4	9,0	36,0	44,0	56,0	12,0	20,0	114820-0944
			55,0	62,0	77,0	16,0	26,0	114820-0962
10	13,4	10,0	36,0	44,0	49,0	12,0	20,0	114820-1044
			55,0	62,0	67,0	16,0	26,0	114820-1062
			75,0	85,0	90,0	16,0	26,0	114820-1085
11	14,4	11,0	36,0	44,0	48,0	12,0	20,0	114820-1144
			55,0	62,0	66,0	16,0	26,0	114820-1162
12	15,4	12,0	36,0	44,0	48,0	12,0	20,0	114820-1244
			55,0	62,0	66,0	16,0	26,0	114820-1262
13	16,6	13,0	37,0	44,0	47,0	12,0	20,0	114820-1344
			55,0	62,0	65,0	16,0	26,0	114820-1362

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm-swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm-swivel-connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	Ytterkanyl inklusive 15 mm vridanslutning (VARIO)



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)




FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secret boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.