


LARYVOX® TAPE HYDROSOFT

REF 48130



REF 48230



REF 48330



- ▶ Material suave y cuidadoso con la piel basado en hidrocoloides
- ▶ Elevada comodidad de fijación
- ▶ No invasivo
- ▶ Capacidad del hidrocoloide de incorporar líquidos/secreciones para mantener el ambiente húmedo de la piel en general
- ▶ Especial para piel sensible
- ▶ ¡No admite el uso con una protección para ducha!
- ▶ Sin fricción en el interior del traqueostoma
- ▶ Con inserto de 22 mm para la colocación de un HME o de una válvula fonatoria con adaptador de 22 mm (**KOMBI**)
- ▶ Posibilidad de combinarlo con cánulas de silicona especiales (**LARYNGOTEC® KOMBI CLIP** o **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO**) si se requiere una estabilización adicional de la tráquea
- ▶ Disponible en tres modelos: redondo, oval, XL oval

VOLUMEN DE SUMINISTRO

LARYVOX® TAPE HYDROSOFT

15 x placa base, embaladas individualmente

1 x instrucciones de uso

round**REF 48130****oval****REF 48230****XL oval****REF 48330**