

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX

REF 115950



- ▶ Stomabutton om de tracheostoma van laryngectomiepatiënten open te houden, terwijl tegelijkertijd het contactvlak met het gevoelige trachaslijmvlies tot een minimum wordt beperkt
- ▶ Voor langdurig gebruik, gebruiksduur 3 - 6 maanden
- ▶ Medisch silicone: zacht, soepel, gering gewicht
- ▶ Met 22 mm adapter (**KOMBI**) voor het aansluiten van HME's en/of spreekventielen
- ▶ Met twee oogjes aan de zijkant voor bevestiging van een canuledraagband, om te verhinderen dat de stomabutton eruit valt
- ▶ In twee verschillende lengten
- ▶ Transparant, onopvallend ontwerp

LEVEROMVANG**LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX**

Maat 8-12

REF 115950

1 x Stomabutton
 1 x canuledraagband (OPTIFLAUSCH®)
 1 x canulepas
 1 x gebruiksaanwijzing


of

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON**FIX SHORT, Maat 8-12****REF 115960**

1 x Stomabutton
 1 x canuledraagband (OPTIFLAUSCH®)
 1 x canulepas
 1 x gebruiksaanwijzing

Vermeld bij het bestellen de maat achter het artikelnummer!

**KOMBI****MRT****CE 0482**

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX**Technische gegevens****TECHNISCH SCHEMA****LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX****REF 115950-xx**

Maat	OD	ID	NL	REF
8	11,0	8,0	22,0	115950-08
9	12,0	9,0	22,0	115950-09
10	13,0	10,0	22,0	115950-10
11	14,0	11,0	22,0	115950-11
12	15,0	12,0	22,0	115950-12

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX SHORT**REF 115960-xx**

Maat	OD	ID	NL	REF
8	11,0	8,0	15,0	115960-08
9	12,0	9,0	15,0	115960-09
10	13,0	10,0	15,0	115960-10
11	14,0	11,0	15,0	115960-11
12	15,0	12,0	15,0	115960-12

Legenda

Alle gegevens in mm

OD = buitendiameter canuleschild

ID = binnendiameter punt van buitencanule

NL = lengte over middelste boog

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)



PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm-swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm-swivel-connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	Ytterkanyl inklusive 15 mm vridanslutning (VARIO)



CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secret boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.