

NEBUFIRST® PRO

REF 50600



- ▶ Nébuliseur pneumatique puissant pour aérosolthérapie.
- ▶ L'aérosolthérapie peut être utilisée pour traiter une variété de maladies respiratoires courantes telles que l'asthme, la sinusite, la pharyngite, l'amygdalite, la laryngite, la bronchite, la bronchiolite, la bronchectasie, la bronchopneumonie et la rhinite.
- ▶ Design compact aux formes arrondies
- ▶ Aux adultes et aux enfants
- ▶ Appareil robuste pour une utilisation quotidienne
- ▶ Facile à nettoyer
- ▶ 2 ans de garantie
- ▶ Compresseur à piston sans entretien

CONTENU


NEBUFIRST® PRO	REF 50600
1 x dispositif d'inhalation	
1 x embout nasal	
1 x embout buccal	
1 x masque pour adulte	
1 x masque pour enfant	
1 x gobelet à médicament	
1 x tubulure de raccordement	
2 x filtres à air de rechange	
1 x mode d'emploi	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	188 x 148 x 92 mm	Environnement d'exploitation	
Poids	1,35 kg	Température	10°C – 40°C
Vitesse de nébulisation	≥ 0,25 ml/min	Humidité de l'air	30 – 85 % d'humidité relative de l'air
DAMM	environ 5 µm	Pression atmosphérique	700 hPa – 1060 hPa
Pression de nébulisation	200 Kpa – 300 Kpa (29 psi – 43,5 psi)	Environnement de stockage	
Débit libre	4 L/min. – 7 L/min.	Température	-20°C - +50°C
Contenance de l'unité de nébulisation	≤ 8 ml	Humidité de l'air	30 – 85 % d'humidité relative de l'air
Émissions sonores	≤ 65 dB	Pression atmosphérique	500 hPa – 1060 hPa
Consommation électrique	env. 150 VA		
Source d'alimentation	CA 230 V, 50 Hz		
Mode de fonctionnement	20 minutes MARCHÉ,		
Cycle de fonctionnement	40 minutes ARRÊT		
Catégorie de surtension	Catégorie II		
Protection contre la pénétration néfaste d'eau ou de poussières fines	IP21		

CE 0197

NEBUFIRST® PRO



Masque pour adulte



Masque pour enfant



Accessoire avec embout buccal



Accessoire pour nez



Filtres à air de rechange

FAHL® Nebulizer Set



LARYVOX® Mask



APERÇU DU DISPOSITIF	REF
① Dispositif d'inhalation	
② Raccord pour tuyau	
③ Interrupteur marche/arrêt	
④ Cassette de filtre à air	
⑤ Gobelet à médicament	
⑥ Tubulure d'air	
⑦ Masque pour adulte	50000-05
⑧ Masque pour enfant	50000-08
⑨ Accessoire avec embout buccal	50000-10
⑩ Accessoire pour nez	50000-06
⑪ 2 x filtres à air de rechange	50000-07