

NEBUFIRST® PRO

REF 50600



- ▶ Leistungsstarker Druckluftvernebler für die Aerosoltherapie
- ▶ Die Aerosoltherapie kann zur Behandlung einer Vielzahl von häufigen Atemwegserkrankungen eingesetzt werden, z. B. Asthma, Sinusitis, Pharyngitis, Tonsillitis, Laryngitis, Bronchitis, Bronchiolitis, Bronchiektasie, Bronchopneumonie und Rhinitis.
- ▶ Kompaktes Design mit abgerundeten Formen
- ▶ Für Erwachsene und Kinder
- ▶ Robustes Gerät für den täglichen Einsatz
- ▶ Leicht zu reinigen
- ▶ 2 Jahre Garantie
- ▶ Wartungsfreier Kompressor

LIEFERUMFANG


NEBUFIRST® PRO	REF 50600
1 x Inhalationsgerät	
1 x Nasenstück	
1 x Mundstück	
1 x Maske für Erwachsene	
1 x Maske für Kinder	
1 x Medikamentenbecher	
1 x Verbindungsschlauch	
2 x Ersatzluftfilter	
1 x Gebrauchsanweisung	

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	188 x 148 x 92 mm	Betriebsumfeld	
Gewicht	1,35 kg	Umgebungstemperatur	10°C – 40°C
Zerstäubungsrate	≥ 0,25 ml/min	Luftfeuchtigkeit	30 % RH – 85 % RH
MMAD	circa 5 µm	Atmosphärischer Druck	700 hPa – 1060 hPa
Zerstäubungsdruck	200 Kpa – 300 Kpa (29 psi – 43,5 psi)	Lagerumgebung	
Freie Durchflussmenge	4 L/min. – 7 L/min.	Temperatur	-20°C - +50°C
Fassungsvermögen der Verneblereinheit	≤ 8 ml	Luftfeuchtigkeit	30 % RH – 85 % RH
Schallpegel	≤ 65 dB	Atmosphärischer Druck	500 hPa – 1060 hPa
Stromverbrauch	ca. 150 VA		
Stromquelle	AC 230 V, 50 Hz		
Betriebsart Einschaltdauer	20 Minuten EIN 40 Minuten AUS		
Überspannungskategorie	Kategorie II		
Schutzart	IP21		

CE 0197

NEBUFIRST® PRO



Maske für Erwachsene



Maske für Kinder



Aufsatz mit Mundstück



Aufsatz für Nase



Ersatzluftfilter

GERÄTEÜBERSICHT	REF
① Inhalationsgerät	
② Anschluss für Schlauch	
③ EIN/AUS Schalter	
④ Luftfilterkassette	
⑤ Medikamentenbecher	
⑥ Luftschlauch	
⑦ Maske für Erwachsene	50000-05
⑧ Maske für Kinder	50000-08
⑨ Aufsatz mit Mundstück	50000-10
⑩ Aufsatz für Nase	50000-06
⑪ 2 x Ersatzluftfilter	50000-07



LARYVOX® Mask

FAHL® Nebulizer Set

