

FAHL

OPTIFLAUSCH®


REF 32550



REF 32551



REF 32553



REF 32555



REF 32559



- ▶ Kanülenstrageband
 - "K" Varianten: mit Klettverschluss
 - "H" Varianten: mit Kunststoff-Haken
- ▶ Ermöglicht die sichere Fixierung von Trachealkanülen
- ▶ Leichter Schaumstoffkern, der von einem hautsympathischen Vliesstoff umgeben ist
- ▶ Komfortabel weiches Material, das einen anschmiegsamen Sitz ermöglicht
- ▶ Das Trageband ist ca. 4 mm dick
- ▶ Ermöglicht schnelle Anpassung auf die gewünschte Halsweite mittels Klettverschluss (2-teilig, verstellbar)
- ▶ Farbe: weiß oder beige
- ▶ Einzeln verpackt

LIEFERUMFANG

OPTIFLAUSCH® K	REF 32550
1 x Kanülenstrageband	
oder	
OPTIFLAUSCH® H	REF 32551
1 x Kanülenstrageband	
oder	
OPTIFLAUSCH® K beige	REF 32553
1 x Kanülenstrageband	
oder	
OPTIFLAUSCH® K PED	REF 32555
1 x Kanülenstrageband	
oder	
OPTIFLAUSCH® H beige	REF 32559
1 x Kanülenstrageband	



Produkt	Länge	Breite	REF
OPTIFLAUSCH® K	24 - 45 cm	2,5 cm	32550
OPTIFLAUSCH® H	24 - 47 cm	2,5 cm	32551
OPTIFLAUSCH® K beige	24 - 45 cm	2,5 cm	32553
OPTIFLAUSCH® K PED	16 - 23 cm	2,0 cm	32555
OPTIFLAUSCH® H beige	24 - 45 cm	2,5 cm	32559