

HUMIDOBAC®

REF 46831



CE 0482

- ▶ Folgende Varianten stehen zur Verfügung:
 - HUMIDOBAC®
 - HUMIDOBAC® HME, sterile
- ▶ HUMIDOBAC® ist ein Bakterien-/Virenfilter für den Einsatz u.a. in einem Beatmungssystem
- ▶ HUMIDOBAC® HME feuchtet zusätzlich die Atemluft an
- ▶ Bakterien-/Viren-Retention: > 99,999 %
- ▶ Positionierung zwischen ETT/Trachealkanüle und dem Y-Stück des Beatmungssystems sowie in- oder expiratorisch vor dem Beatmungsgerät
- ▶ Transparentes und nicht leitendes Gehäuse
- ▶ Sehr leicht (< 32 g)
- ▶ Die maximale Nutzungsdauer beträgt 24 Stunden

LIEFERUMFANG

HUMIDOBAC® REF 46831

1x Bakterien-/Virenfilter
(od. 50 Stück, einzeln verpackt)

oder

HUMIDOBAC® HME, sterile REF 46830

1x Bakterien-/Virenfilter
(od. 50 Stück, einzeln verpackt)

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Menge an.

REF 46830



CE 0476

TECHNISCHE DATEN	REF 46831 HUMIDOBAC®	REF 46830 HUMIDOBAC® HME
Tidalvolumen	300 - 1500 ml	150 - 1500 ml
Totraum/Kompressives volumen		53 ml
Flowwiderstand Inspiration		30 l/min 9,4 mm H ₂ O 60 l/min 23,2 mm H ₂ O 90 l/min 42 mm H ₂ O
Atmungswiderstand Inspiration	1,4 hPa bei 30 l/min 3,2 hPa bei 60 l/min 5,3 hPa bei 90 l/min	
Atmungswiderstand Expiration	1,4 hPa bei 30 l/min 3,2 hPa bei 60 l/min 5,0 hPa bei 90 l/min	
Kompressives Volumen	45 ml	
Filterleistung	99,999%	99,9999%
Feuchtigkeitsverlust		7,2 mg H ₂ O
Feuchtigkeitsrückgabe		36,8 mgH ₂ O/L beim Tidalvolumen 500 ml
Gewicht	29 g	31,5 g