

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP/ LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO

REF 114830



REF 114820



- ▶ Trachealkanüle für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer bis zu 3-6 Monate
- ▶ Medizinisches Silikon: weich, biegsam, geringes Gewicht
- ▶ Ringwulst/Clip hinter dem 22 mm Adapter (KOMBI) ermöglicht das Einsetzen in Basisplatten
- ▶ Transparent, unauffälliges Design
- ▶ Mit 22 mm Adapter (KOMBI) zur Aufnahme von HMEs
- ▶ Jede Größe in verschiedenen Längen
- ▶ Mit Siebung **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO (REF 114820)** oder ohne Siebung **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP (REF 114830)**
- ▶ Siebung nach Kundenvorgaben möglich

LIEFERUMFANG

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP REF 114830

1 x Trachealkanüle
1 x LARYVOX® Tape STANDARD round
1 x Kanülenpass
1 x Gebrauchsanweisung

oder

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO

1 x Trachealkanüle, gesiebt REF 114820
1 x LARYVOX® Tape STANDARD round
1 x Kanülenpass
1 x Gebrauchsanweisung

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Größe und Länge hinter der Artikelnummer an!



KOMBI



LINGO



MRT


CE 0482

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP/ LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO


Technische Daten

TECHNISCHE SKIZZE

REF 114830



REF 114820



Legende

Alle Angaben in mm

OD1 = Außendurchmesser am Kanülenschild

OD2 = Außendurchmesser an der Kanülenspitze

ID1 = Innendurchmesser an der Kanülenspitze der Außenkanüle

ID2 = Innendurchmesser an der Kanülenspitze der Innenkanüle

OL = Länge über den Außenbogen

NL = Länge über den Innenbogen

L1 = Beginn der Phonation

L2 = Länge der Phonation

BA = Biegewinkel

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP

REF 114830-xxxx

Größe	OD	ID	NL	OL	BA	REF
7	10,2	7,0	38,0	44,0	66,0	114830-0744
			54,0	62,0	92,0	114830-0762
8	11,2	8,0	38,0	44,0	59,0	114830-0844
			54,0	62,0	82,0	114830-0862
			61,0	70,0	92,0	114830-0870
9	12,4	9,0	36,0	44,0	56,0	114830-0944
			55,0	62,0	77,0	114830-0962
			65,0	75,0	93,0	114830-0975
10	13,4	10,0	36,0	44,0	49,0	114830-1044
			55,0	62,0	67,0	114830-1062
			75,0	85,0	90,0	114830-1085
11	14,4	11,0	36,0	44,0	48,0	114830-1144
			55,0	62,0	66,0	114830-1162
			76,0	87,0	91,0	114830-1187
12	15,4	12,0	36,0	44,0	48,0	114830-1244
			55,0	62,0	66,0	114830-1262
			77,0	90,0	93,0	114830-1290
13	16,6	13,0	37,0	44,0	47,0	114830-1344
			55,0	62,0	65,0	114830-1362
			77,0	90,0	92,0	114830-1390

LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO

REF 114820-xxxx

Größe	OD	ID	NL	OL	BA	L1	L2	REF
7	10,2	7,0	38,0	44,0	66,0	12,0	15,0	114820-0744
			54,0	62,0	92,0	16,0	20,0	114820-0762
8	11,2	8,0	38,0	44,0	59,0	12,0	15,0	114820-0844
			54,0	62,0	82,0	16,0	20,0	114820-0862
			61,0	70,0	92,0	16,0	20,0	114820-0870
9	12,4	9,0	36,0	44,0	56,0	12,0	20,0	114820-0944
			55,0	62,0	77,0	16,0	26,0	114820-0962
			65,0	75,0	93,0	16,0	26,0	114820-0975
10	13,4	10,0	36,0	44,0	49,0	12,0	20,0	114820-1044
			55,0	62,0	67,0	16,0	26,0	114820-1062
			75,0	85,0	90,0	16,0	26,0	114820-1085
11	14,4	11,0	36,0	44,0	48,0	12,0	20,0	114820-1144
			55,0	62,0	66,0	16,0	26,0	114820-1162
			76,0	87,0	91,0	16,0	26,0	114820-1187
12	15,4	12,0	36,0	44,0	48,0	12,0	20,0	114820-1244
			55,0	62,0	66,0	16,0	26,0	114820-1262
			77,0	90,0	93,0	16,0	26,0	114820-1290
13	16,6	13,0	37,0	44,0	47,0	12,0	20,0	114820-1344
			55,0	62,0	65,0	16,0	26,0	114820-1362
			77,0	90,0	92,0	16,0	26,0	114820-1390

PIKTOGRAMME



UNI

de
en
fr
nl
es
sv

Außenkanüle 15 mm-Konnektor (UNI)

Outer cannula including 15 mm-connector (UNI)
 Canule externe avec connecteur 15 mm (UNI)
 Buitencanule inclusief 15 mm-connector (UNI)
 Cánula externa con conector de 15 mm (UNI)
 Ytterkanyl inklusive 15 mm anslutning (UNI)



VARIO

de
en
fr
nl
es
sv

Außenkanüle 15 mm-Drehkonnektor (VARIO)

Outer cannula including 15 mm-swivel connector (VARIO)
 Canule externe avec connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
 Buitencanule inclusief 15 mm-swivel-connector (VARIO)
 Cánula externa con conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
 Ytterkanyl inklusive 15 mm vridanslutning (VARIO)



KOMBI

de
en
fr
nl
es
sv

Innenkanüle mit 22 mm-Konnektor (KOMBI)

Inner cannula with 22 mm-connector (KOMBI)
 Canule interne avec connecteur 22 mm (KOMBI)
 Binnencanule met 22 mm-connector (KOMBI)
 Cánula interna con conector de 22 mm (KOMBI)
 Innerkanyl med 22 mm anslutning (KOMBI)



LINGO

de
en
fr
nl
es
sv

Fensterung oder Siebung (LINGO)

Fenestration or sieving (LINGO)
 Fenêtrage ou perforations (LINGO)
 Vensteren of zeven (LINGO)
 Fenestration o perforación (LINGO)
 Fönsteröppning eller siktning (LINGO)




PHON

de
en
fr
nl
es
sv

Sprechventil (PHON)

Speaking valve (PHON)
 Valve de phonation (PHON)
 Spreekventiel (PHON)
 Válvula fonatoria (PHON)
 Talventil (PHON)



CUFF

de
en
fr
nl
es
sv

Mit CUFF

With CUFF
 Avec ballonnet (CUFF)
 Met CUFF
 Con balón (CUFF)
 Med CUFF



SUCTION

de
en
fr
nl
es
sv

Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)

With suction line (SUCTION)
 Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
 Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secreet boven de cuff
 Con línea de succión (SUCTION)
 Med sugslang (SUCTION)

O₂

de
en
fr
nl
es
sv

Mit einem O₂-Anschluss

With oxygen support
 Avec raccord O₂
 Met zuurstofaansluiting (O₂-support)
 Con puerto de oxígeno
 Med O₂-anslutning



MRT

de
en
fr
nl
es
sv

MRT geeignet

MRT suitable
 IRM-compatible
 Geschikt voor MRT
 Compatible con resonancia Magnética
 MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.