


LARYVOX® TAPE FLEXIBLE


REF 48120



REF 48220



REF 48320



- ▶ Composé d'un Matériau souple et hypoallergénique à base d'hydrocolloïde
- ▶ Très grand confort de fixation
- ▶ Non invasif
- ▶ Capacité de l'hydrocolloïde à absorber des liquides/sécrétions pour préserver la peau
- ▶ Convient particulièrement à la peau sensible
- ▶ Aucun frottement dans le trachéostome
- ▶ Avec embout de 22 mm pour le raccordement d'un HME ou d'une valve de phonation avec adaptateur de 22 mm (**KOMBI**)
- ▶ Peut-être combiné à des canules en silicone type : **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP** ou **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO** - en cas de nécessité d'une stabilisation supplémentaire de la trachée
- ▶ Trois formes disponibles : rond, ovale, XL ovale

CONTENU

LARYVOX® TAPE FLEXIBLE

15 x plaque de base, emballée individuellement

1 x mode d'emploi

round	REF 48120
oval	REF 48220
XL oval	REF 48320

