

FAHL® TRACHEOSPREIZER

estéril

REF 33502



- ▶ Permite separar el traqueostoma en pacientes laringectomizados y traqueotomizados
- ▶ Dispositivo auxiliar imprescindible para la sustitución de la cánula y para situaciones de emergencia, p. ej., durante la decanulación
- ▶ Las puntas del separador traqueal, de una forma especial, son redondeadas, lo que minimiza el peligro de lesión durante la inserción en el traqueostoma
- ▶ Su singular diseño, con tres alas separables, permite abrir el traqueostoma, circular y uniformemente en todas las direcciones, al cambiar la cánula
- ▶ Diseño ergonómico: comprimiendo los mangos, se abre el separador traqueal y se separa el traqueostoma.
- ▶ Imita la ergonomía natural del movimiento de la mano y permite un control preciso del proceso de separación.

VOLUMEN DE SUMINISTRO**FAHL® Tracheospreizer**
1 separador traqueal**REF 33502****CE 0482**