

# TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric

REF 68730



REF 68630

REF 60700  
(optional)

- ▶ Sterile, atraumatische Tracheostoma-Katheter zum schonenden Absaugen von Trachealsekret
- ▶ Mit abgerundeter Spitze, um Verletzungen der Luft-röhre zu vermeiden
- ▶ Aus weichem, flexiblem und transparentem Kunst-stoff
- ▶ Mit zentraler Öffnung und vier seitlichen Öffnungen („Augen“) an der Katheterspitze, um das Festsaugen-des Katheters an der Trachealwand während des Ab-saugvorganges zu verhindern
- ▶ Eine Graduierung in 1-cm-Abständen erlaubt die di-rekte Kontrolle der Einführtiefe des Absaugkatheters
- ▶ Großes Sortiment (CH 08-16)
- ▶ Farbkodierte Konnektoren
- ▶ Zwei verschiedene Längenvarianten verfügbar: 30 cm und 50 cm (die kurze Variante ist besonders geeignet für das tracheale Absaugen)
- ▶ In Verbindung mit dem TRACHFLOW® Fingertip ein-zusetzen, um die Absaugstärke zu kontrollieren. Mit dem Fingertip wird der Absaugschlauch des Absaug-gerätes mit dem sterilen Stomakatheter verbunden. Durch die konische Konstruktion passt der TRACH-FLOW® Fingertip auf alle Größen der Stomakatheter.

## LIEFERUMFANG

**TRACHFLOW® SUCTION CATHETER  
SOFT METRIC S** REF 68630

- ▶ 100 x Absaugkatheter, steril, atraumatisch

oder

**TRACHFLOW® SUCTION CATHETER  
SOFT METRIC L** REF 68730


- ▶ 100 x Absaugkatheter, steril, atraumatisch

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Größe hinter der Artikelnummer an!

Optional erhältlich:

**TRACHFLOW® FINGERTIP** REF 60700  
(unsteril)

## INFORMATION



CE 0123 STERILE EO (gilt nicht für REF 60700)

| Produkt                                   | Größe | Länge | Shore | Farbe | VE  | REF      |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------|
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S | CH 10 | 30 cm | A65   |       | 100 | 68630-10 |
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S | CH 12 | 30 cm | A65   |       | 100 | 68630-12 |
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S | CH 14 | 30 cm | A65   |       | 100 | 68630-14 |
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric S | CH 16 | 30 cm | A65   |       | 100 | 68630-16 |
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L | CH 08 | 50 cm | A65   |       | 100 | 68730-08 |
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L | CH 10 | 50 cm | A65   |       | 100 | 68730-10 |
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L | CH 12 | 50 cm | A65   |       | 100 | 68730-12 |
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L | CH 14 | 50 cm | A65   |       | 100 | 68730-14 |
| TRACHFLOW® SUCTION CATHETER Soft Metric L | CH 16 | 50 cm | A65   |       | 100 | 68730-16 |