

BLOM-SINGER® ELECTROLARYNX



- ▶ Handzame en functionele spreekhulp voor patiënten die aan hun strottenhoofd geopereerd zijn
- ▶ Eenvoudig hanteerbaar door het geringe gewicht
- ▶ De spreekhulp wordt op de hals van de gebruiker gezet en genereert geluidstrillingen, die via een membraan worden overgebracht naar de keel-, mond- en neusholte
- ▶ Door natuurlijke spreekbewegingen worden deze trillingen omgezet en tot een verstaanbare vervangende stem gevormd
- ▶ Door het instellen van de toonhoogte kan de klank van de Elektrolarynx worden aangepast.
- ▶ Via eenvoudig te bedienen instelknoppen kan de geluidsterkte individueel en optimaal aan de omstandigheden van de gebruiker worden aangepast
- ▶ De Elektrolarynx spreekhulp bevat een magnetische USB-laadkabel voor eenvoudig opladen
- ▶ Dankzij de meegeleverde draagband kan de spreekhulp gemakkelijk worden meegenomen

LEVEROMVANG

**Blom-Singer® ElectroLarynx
Digital Speech Aid** **REF EL2000**

1 x Blom-Singer® ElectroLarynx
1 x draagband
1 x USB laadkabel
1 x gebruiksaanwijzing

Optioneel verkrijgbaar:
Oral Adapter

REF EL2002

TECHNISCHE GEGEVENS

Frequentiebereik	70 - 165 Hz
Geluidsstrektebereik	60 - 83 dB
Gebruiksduur	tot 30 h bij volle accu
Afmetingen basisapparaat (L x ø)	123 x 32 mm
Gewicht	127,6 g
Materiaal	ABS kunststof
Batterij	3.7 Li-Ion, oplaadbaar
Vermogen	3400 mAh
USB-aansluiting	Magnetische micro USB

Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH is exclusief verkooppartner voor Blom-Singer® producten in Albanië, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, België, Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Estland, Duitsland, Hongarije, IJsland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Zweden en Zwitserland.