

NECKFIX® ENDO LOCK

REF 32940



REF 32940-M28



REF 32945



- ▶ Set de fixation en trois parties comprenant une bande de fixation et deux pansements
- ▶ L'arrière de la tête et le cou du patient restent libres
- ▶ Bande de fixation de canule avec couche double face en velours, peu extensible, avec bande adhésive pré-collée et fente pour une fixation sûre du tube endotrachéal
- ▶ 2 pansements en hydrocolloïde à placer sur le visage du patient
- ▶ Fixation simple de la bande au pansement par bande auto-agrippante
- ▶ Pas de bords auto-agrippants qui dépassent sur le pansement
- ▶ Coloris : blanc-turquoise

CONTENU

NECKFIX® Endo Lock Set **REF 32940**

8 x 10 Pad (28 cm) avec bande adhésive et 2 pansements de fixation

ou

NECKFIX® Endo Lock **REF 32940-M28**

8 x 10 Pad (28 cm) avec bande adhésive

ou

NECKFIX® Endo Lock Fixing Plasters

80 x Pansements de fixation **REF 32945**