

OPTIBRUSH® SET / OPTIBRUSH® SET PLUS

REF 31011



REF 31012



► Les deux sets de nettoyage de canules trachéales contiennent :

- D'une boîte de nettoyage OPTIBRUSH® CONT (REF 31200) à large diamètre permettant le nettoyage des canules trachéales classique. La boîte de nettoyage contient un panier amovible qui permet d'agiter les canules dans la solution.
- D'une poudre de nettoyage OPTIBRUSH® CLEAN (REF 331110) avec dosette pour l'obtention simple et précise d'une solution de nettoyage - à diluer en toute simplicité dans de l'eau tiède. Pour l'élimination soigneuse de résidus adhérents tel que du sang et/ou des sécrétions présentent sur la canule.

► OPTIBRUSH® SET (RÉF 31011) contient :

- Les brosses de nettoyage OPTIBRUSH® (RÉF 31850) sont flexibles et affichent une pointe arrondie pour prévenir toute rayure sur les matériaux de canule souple.

► OPTIBRUSH® SET PLUS (RÉF 31012) contient :

- Les brosses de nettoyage OPTIBRUSH® PLUS (REF 31855) sont flexibles et entourées d'une extrémité fibreuse souple, essuyante et absorbante.

► La taille de la brosse correspond à la taille du set.

CONTENU

► Mode d'emploi

OPTIBRUSH® SET **RÉF 31011**
 1 x boîte de nettoyage OPTIBRUSH® CONT
 1 x poudre de nettoyage OPTIBRUSH® CLEAN (100 g)
 4 x écouvillons OPTIBRUSH®

ou

OPTIBRUSH® SET PLUS **RÉF 31012**
 1 x boîte de nettoyage OPTIBRUSH® CONT
 1 x poudre de nettoyage OPTIBRUSH® CLEAN (100 g)
 4 x écouvillons OPTIBRUSH® PLUS

Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande!

Tous les composants du set sont aussi disponibles séparément.

Produit	Taille	REF
OPTIBRUSH® SET	08	31011-08
OPTIBRUSH® SET	10	31011-10
OPTIBRUSH® SET	12	31011-12
OPTIBRUSH® SET PLUS	08	31012-08
OPTIBRUSH® SET PLUS	10	31012-10
OPTIBRUSH® SET PLUS	12	31012-12