

FAHL® TRACHEOSPREIZER

stérile

REF 33502



- ▶ Permet l'écartement du trachéostome de trachéotomisés et de laryngectomisés
- ▶ Dispositif médical indispensable pour le remplacement de canule lors de situations d'urgence, notamment en cas de retrait de canule
- ▶ Les extrémités de l'écarteur de trachéostome présentent une forme particulière et arrondie afin de minimiser le risque de lésion lors de son introduction dans le trachéostome
- ▶ De par sa construction spécifique avec trois ailettes écartables, le trachéostome peut être ouvert de manière régulière et circulaire dans toutes les directions au cours du changement de canule
- ▶ Design ergonomique : l'écarteur de trachéostome est en position ouvert lors du rapprochement des poignées afin d'agrandir l'ouverture du trachéostome.
- ▶ Cela correspond aux mouvements naturels de la main et permet un contrôle précis et affiné de la procédure d'écartement.

CONTENU**FAHL® Tracheospreizer**
1 x écarteur trachéal**REF 33502****CE 0482**