

LARYVOX® ADAPT

REF 48920



- ▶ Ermöglicht die Konnektion von Hilfsmitteln wie z.B. HME's mit einem 22-mm Konnektor (**KOMBI**) an eine Trachealkanüle mit einem 15-mm Konnektor (**UNI**)
- ▶ Er besitzt einerseits einen 22-mm Konnektor, der zur Aufnahme eines HME's dient und besitzt andererseits einen Adapter, der eine Steckverbindung mit einem 15-mm Konnektor (**UNI**) ermöglicht

LIEFERUMFANG**LARYVOX® ADAPT****REF 48920**

3 x Adapter, einzeln verpackt

1 x Gebrauchsanweisung

