

COMBIPHON® BLUE/ COMBIPHON® O₂ BLUE

REF 27131-02



CE

REF 27132-02



CE 0482

- ▶ Spreekventiel - gering gewicht
- ▶ Dankzij blauwe kleur onverwisselbaar en goed te onderscheiden van andere opzetstukken, bijv. een HME
- ▶ Met siliconemembraan
- ▶ Ventielmembraan is in uitgangspositie gesloten en wordt tijdens het inademen korte tijd geopend. Voordeel: er is geen grotere aanblaasdruk nodig om het ventiel te sluiten en zo spreken mogelijk te maken.
- ▶ Minder vermoeidheid bij de patiënt en betere spreekkwaliteit
- ▶ Met multi-adapter: past zowel op 15 mm connector (**UNI**) als op 22 mm adapter (**KOMBI**)
- ▶ Om op een tracheacanule of basisplaat te zetten
- ▶ Alleen voor tracheotomiepatiënten, niet voor laryngectomiepatiënten
- ▶ Het spreekventiel kan uitsluitend in combinatie met een fonatiecanule worden gebruikt.

LEVEROMVANG

COMBIPHON® BLUE REF 27131-02

1 x spreekventiel
1 x gebruiksaanwijzing

of

COMBIPHON® O₂ BLUE REF 27132-02

1 x spreekventiel
1 x gebruiksaanwijzing

Product	VE	REF
COMBIPHON® BLUE	1 stuk	27131-02
COMBIPHON® O ₂ BLUE	1 stuk	27132-02



UNI



KOMBI

O₂

Het Combiphon® spreekventiel mag uitsluitend worden gebruikt door patiënten met een geheel of gedeeltelijk behouden strottenhoofd!