


LARYVOX® TAPE HYDROSOFT

REF 48130



REF 48230



REF 48330



- ▶ Anschmiegsames und hautschonendes Material auf Hydrokolloidbasis
- ▶ Hoher Fixierungskomfort
- ▶ Nicht invasiv
- ▶ Fähigkeit des Hydrokolloids Flüssigkeiten/Sekrete einzuschließen um das Feuchtigkeitsmilieu der Haut insgesamt aufrechtzuerhalten
- ▶ Besonders bei empfindlicher Haut
- ▶ Keine Reibung innerhalb des Tracheostomas
- ▶ Mit 22 mm Aufsatz zum Anbringen eines HME oder eines Sprechventils mit 22 mm Adapter (**KOMBI**)
- ▶ Kann mit speziellen Silikonkanülen kombiniert werden (**LARYNGOTEC® KOMBI CLIP** oder **LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO**), falls zusätzliche Stabilisierung der Trachea benötigt wird
- ▶ Drei verschiedenen Formen erhältlich: rund, oval, XL oval

LIEFERUMFANG

LARYVOX® TAPE HYDROSOFT

15 x Basisplatte, einzeln verpackt

1 x Gebrauchsanweisung

round**REF 48130****oval****REF 48230****XL oval****REF 48330**