

LARYVOX® UNIEK Ultra Low Resistance (U.L.R.)

stérile

REF 25010



REF 25020



REF 25050



REF 25925



REF 25800 (optional)



Veuillez scanner pour accéder aux vidéos.



- ▶ 3 diamètres (21 Fr, 22.5 Fr et 24 Fr) et huit longueurs (5 à 11 mm / 13 mm) sont disponibles
- ▶ Composé de silicone de qualité médicale et de sulfate de baryum radio-opaque permettant un affichage à l'imagerie en cas d'aspiration / d'ingestion
- ▶ La prothèse phonatoire LARYVOX® UNIEK U.L.R. convient aux examens par IRM
- ▶ Le positionnement peut se faire de manière antérograde avec le dispositif d'insertion LARYVOX® INSERTER UNIEK (Réf 25925).
- ▶ La prothèse LARYVOX® UNIEK U.L.R. est fournie dans un conditionnement stérile.
- ▶ La variante de la prothèse phonatoire de 24 Fr LARYVOX® UNIEK U.L.R. est tout spécifiquement destinée aux patients présentant un canal de shunt élargi.
- ▶ Le dispositif d'obturation LARYVOX® PLUG (Réf 25800) offre une aide provisoire en cas d'éventuelles fuites transprothétiques.
- ▶ Des instructions vidéo permettant par exemple de mieux comprendre le nettoyage et le remplacement peuvent être visionnées sur YouTube.

CONTENU

LARYVOX® UNIEK U.L.R.

- 1 x prothèse phonatoire
- 1 x LARYVOX® INSERTER UNIEK
- 1 x LARYVOX® DUO BRUSH
- 1 x Passeport pour prothèse phonatoire
- 1 x Mode d'emploi

21 Fr.	REF 25010-xx
22.5 Fr.	REF 25050-xx
24 Fr.	REF 25020-xx

Disponible en option :

LARYVOX® PLUG **REF 25800**

Le choix approprié et le remplacement d'une prothèse phonatoire sont réalisés par le médecin.

Taille	Longueur mm	Diamètre de tige Ø mm			REF		
		21 FR.	22.5 FR.	24 FR.	21 FR.	22.5 FR.	24 FR.
05	5,0	7,0	7,5	8,0	25010-05	25050-05	25020-05
06	6,0	7,0	7,5	8,0	25010-06	25050-06	25020-06
07	7,0	7,0	7,5	8,0	25010-07	25050-07	25020-07
08	8,0	7,0	7,5	8,0	25010-08	25050-08	25020-08
09	9,0	7,0	7,5	8,0	25010-09	25050-09	25020-09
10	10,0	7,0	7,5	8,0	25010-10	25050-10	25020-10
11	11,0	7,0	7,5	8,0	25010-11	25050-11	25020-11
13	13,0	7,0	7,5	8,0	25010-13	25050-13	25020-13

CE 0482