

LARYVOX® HME High Flow

REF 49810



- ▶ Spezieller weitporiger PU-Schaumstoff, um den Atemungswiderstand zu reduzieren
- ▶ Kann daher bis zu 24 Stunden am Tag verwendet werden, selbst während körperlicher Aktivitäten
- ▶ Hautfarben, um ein unauffälliges Erscheinungsbild zu gewährleisten
- ▶ Geringes Gewicht, flaches Profil
- ▶ Stabiles Gehäuse – kann durch Fingerauflage ohne Druck verschlossen werden, um laryngektomierten Patienten mit Stimmprothese das Sprechen zu ermöglichen
- ▶ Mit 22 mm-Konnektor (**KOMBI**)

REF 49803



LIEFERUMFANG

LARYVOX® HME HighFlow REF 49810

30 x Filterkassette, einzeln verpackt
1 x Gebrauchsanweisung

LARYVOX® O₂ HME HighFlow REF 49803

30 x Filterkassette, einzeln verpackt
1 x Gebrauchsanweisung

