

ABSORBELLIN®**estériles**

REF 30850



REF 30851



REF 30852



REF 30853



REF 30854



- ▶ Compresas traqueales de alta calidad, con redondeo anatómico para un confort óptimo
- ▶ Todas las compresas **Absorbellin®** están fabricadas con espuma de poliuretano hidrófilo, que absorbe los líquidos de forma fiable
- ▶ Las compresas **Absorbellin®** se apoyan suavemente sobre la piel sensible y amortiguan las zonas sensibles de la piel gracias a la densa espuma de poliuretano
- ▶ **Absorbellin® PED** está especialmente diseñada para recién nacidos y lactantes.
- ▶ **Absorbellin® Drain** para amortiguar drenajes, sondas, catéteres y para absorber fluidos de heridas
- ▶ Todas las compresas son estériles
- ▶ Variantes **SLIT** con hendidura para cambiar las Cánulas traqueales o los drenajes in situ

VOLUMEN DE SUMINISTRO	
Absorbellin®, slit, sterile 10 x Compresas traqueales	REF 30850
o	
Absorbellin®, sterile 10 x Compresas traqueales	REF 30851
o	
Absorbellin® PED, sterile 10 x Compresas traqueales	REF 30852
o	
Absorbellin® PED, slit, sterile 10 x Compresas traqueales	REF 30853
o	
Absorbellin® Drain, slit, sterile 10 x Compresas de drenaje	REF 30854

Producto	Tamaño	PU	REF
Absorbellin®, slit, sterile	9 x 10 cm	10	30850
Absorbellin®, sterile	9 x 10 cm	10	30851
Absorbellin® PED, sterile	6 x 6,5 cm	10	30852
Absorbellin® PED, slit, sterile	6 x 6,5 cm	10	30853
Absorbellin® Drain, slit, sterile	7,5 x 9 cm	10	30854

CE 0482