



OPTIBRUSH® SWAB


REF 31910



REF 31920



REF 31925



- ▶ Reinigungstupfer zur schonenden Reinigung von Trachealkanülen
- ▶ Biegsames Kunststoffstäbchen mit saugfähiger Kappe aus Polyurethanschaumstoff
- ▶ Keine Fusseln oder Fasern. Dadurch wird das Risiko trachealer Irritationen reduziert
- ▶ Besonders geeignet für Trachealkanülen aus weichem, empfindlichem Kunststoff.
- ▶ In drei Varianten erhältlich:
 - **OPTIBRUSH® SWAB:** Kleine Variante, besonders geeignet für Kinderkanülen
 - **OPTIBRUSH® SWAB XL**
 - **OPTIBRUSH® SWAB XL Lengths 25 cm**

LIEFERUMFANG

OPTIBRUSH® SWAB **REF 31910**

30 x Reinigungstupfer
1 x Gebrauchsanweisung

oder

OPTIBRUSH® SWAB XL **REF 31920**

30 x Reinigungstupfer
1 x Gebrauchsanweisung

oder

**OPTIBRUSH® SWAB XL
LENGTH 25 CM** **REF 31925**

30 x Reinigungstupfer
1 x Gebrauchsanweisung

