

NECKFIX® ENDO LOCK

REF 32940



REF 32940-M28



REF 32945



- ▶ Dreiteiliges Fixierungs-Set bestehend aus einem Fixierungsband und zwei Pflastern
- ▶ Der Hinterkopf und Nacken des Patienten bleiben frei
- ▶ Tubusfixierung mit doppelseitiger Verlourskaschierung, dehnungsarm, mit vorgeklebtem Klebestreifen und Schlitzung zur sicheren Fixierung des Endotrachealtubus
- ▶ 2 Pflaster aus Hydrokolloid zur Platzierung im Patientengesicht
- ▶ Einfache Klettfixierung des Bandes am Pflaster
- ▶ Keine überstehenden Kletttränder auf dem Pflaster
- ▶ Farbe: weiß-türkis

LIEFERUMFANG**NECKFIX® Endo Lock-Set REF 32940**

8 x 10 Pad (28 cm) with Adhesive Strip
and 2 Fixing Plasters

oder

NECKFIX® Endo Lock REF 32940-M28

8 x 10 Pad (28 cm) with Adhesive Strip

oder

NECKFIX® Endo Lock Fixing Plasters

80 x Fixing Plasters **REF 32945**