

HUMIDOBAC®

REF 46831

**CE 0482**

- ▶ De volgende varianten zijn verkrijgbaar:
 - HUMIDOBAC® (CE 0482)
 - HUMIDOBAC® HME, sterile (CE xxxx)
- ▶ HUMIDOBAC® is een bacterie-/virusfilter, o.a. voor gebruik in een beademingssysteem
- ▶ HUMIDOBAC® HME bevochtigt bovendien de ademlucht
- ▶ Bacterie-/virusretentie: > 99,999 %
- ▶ Plaatsing tussen de ETT/tracheacanule en het Y-stuk van het beademingssysteem, alsmede in- of expiratoir voor het beademingsapparaat
- ▶ Transparante en niet-geleidende behuizing
- ▶ Zeer licht (< 32 g)
- ▶ De maximale gebruiksduur bedraagt 24 uur

LEVEROMVANG**HUMIDOBAC® REF 46831**

1x bacterie-/virusfilter
(of 50 stuks, afzonderlijk verpakt)

of

HUMIDOBAC® HME, sterile REF 46830

1x bacterie-/virusfilter
(of 50 stuks, afzonderlijk verpakt)

Vermeld bij bestelling de hoeveelheid.

REF 46830

**CE 0476**

TECHNISCHE GEGEVENS	REF 46831 HUMIDOBAC®	REF 46830 HUMIDOBAC® HME
Teugvolume	300 - 1500 ml	150 - 1500 ml
Dode ruimte/compressief volume		53 ml
Flowweerstand inspiratie		30 l/min 9,4 mm H ₂ O 60 l/min 23,2 mm H ₂ O 90 l/min 42 mm H ₂ O
Ademweerstand inspiratie	1,4 hPa bij 30 l/min 3,2 hPa bij 60 l/min 5,3 hPa bij 90 l/min	
Ademweerstand expiratie	1,4 hPa bij 30 l/min 3,2 hPa bij 60 l/min 5,0 hPa bij 90 l/min	
Compressief volume	45 ml	
Filtercapaciteit	99,999%	99,9999%
Vochtverlies		7,2 mg H ₂ O
Vochtteruggave		36,8 mgH ₂ O/L bij teugvolume 500 ml
Gewicht	29 g	31,5 g