

NECKFIX® ENDO

REF 32614



REF 32616



REF 32613



REF 32615



- ▶ Fixatieband voor endotracheale tubes, maakt een veilige bevestiging van endotracheale tubes mogelijk
- ▶ Lichtgewicht schuimkern, omhuld met een huidvriendelijke velourslaag
- ▶ De tubusfixatie is ongeveer 6 mm dik en 15 mm breed, en is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:
 - **NECKFIX® ENDO 72 cm**
 - **NECKFIX® ENDO SAFETY K 72 cm** - met aanvullend zelfklevend veiligheidsklittenband
 - **NECKFIX® ENDO 85 cm**
 - **NECKFIX® ENDO SAFETY K 85 cm** - met aanvullend zelfklevend veiligheidsklittenband
- ▶ Maakt dankzij de klittenbandsluiting een snelle aanpassing aan de gewenste halswijdte mogelijk
- ▶ Verkrijgbaar in verschillende lengtes
- ▶ Kleur: wit-turquoise

LEVERINGSOMVANG

NECKFIX® ENDO 72 cm REF 32614
10 x 10 Tubusfixatie

of
NECKFIX® ENDO Safety K 72 cm REF 32616
10 x 10 tubusfixatie met zelfklevend veiligheidsklittenband

of
NECKFIX® ENDO 85 cm REF 32613
10 x 10 Tubusfixatie

of
NECKFIX® ENDO Safety K 85 cm REF 32615
10 x 10 tubusfixatie met zelfklevend veiligheidsklittenband

Optioneel verkrijgbaar:
NECKFIX® Endo Velcro Strips REF 32617
100 x Zelfklevend kattenband