

HUMIDOLIFE®

REF 46445



- ▶ Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher/künstliche Nase (HME: Heat-Moisture Exchanger)
- ▶ 15 mm-Konnektor (UNI) – passt auf alle Trachealkanülen mit 15 mm Konnektor
- ▶ Feuchtigkeitsaustauscher aus Zellulose, der eine effiziente Befeuchtung der Atemwege für bis zu 24 Stunden gewährleistet
- ▶ Der seitlich angebrachte Sauerstoffstutzen (ISO Steckanschluss, 6 mm) ermöglicht den Anschluss eines Verbindungsschlauches und somit die Kombination mit einer Sauerstoffquelle
- ▶ Kleine, innenliegende Kammer für die Sammlung von Sputum.
- ▶ Frei von Latex und DEHP

LIEFERUMFANG
HUMIDOLIFE®
 50 x HME Filter
REF 46445**Technische Daten**

Tidalvolumen	150 - 1500 ml	Inspiration	
Gewicht	8,5 g	0,5 l/s:	0,55 Hpa
Länge	45 mm	1,0 l/s:	1,49 Hpa
Totraum	16 ml	1,5 l/s:	2,83 Hpa
Feuchtigkeitsverlust		Expiration	
VT = 250 ml:	11,0 mgH ₂ O/L	0,5 l/s:	0,42 Hpa
VT = 500 ml:	15,4 mgH ₂ O/L	1,0 l/s:	1,18 Hpa
VT = 750 ml:	16,6 mgH ₂ O/L	1,5 l/s:	2,12 Hpa
VT = 1000 ml:	18,7 mgH ₂ O/L		

Produkt	VE	REF
HUMIDOLIFE®	50 Stück, einzeln verpackt	46445

CE0476