

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX

REF 115950



- ▶ Bouton de stomie permettant de laisser le trachéostome de laryngectomisés ouvert tout en minimisant la surface de contact avec la muqueuse trachéale sensible
- ▶ Pour un usage prolongé, durée d'utilisation: 3 à 6 mois maximum
- ▶ Silicone médical: souple, lisse, poids faible
- ▶ Avec adaptateur de 22 mm (**KOMBI**) pour l'emboîtement de HME et/ou valves de phonation
- ▶ Avec œillets latéraux pour attacher une sangle de fixation de la canule pour éviter que le bouton de stomie ne tombe
- ▶ Disponible en deux longueurs
- ▶ Design transparent et discret

CONTENU

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX

Taille 8-12

REF 115950

- 1 x Stomabutton
- 1 x Bande de fixation de canule (OPTIFLAUSCH®)
- 1 x Passeport de canule
- 1 x Mode d'emploi

ou

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON

FIX SHORT, Taille 8-12

REF 115960

- 1 x Stomabutton
- 1 x Bande de fixation de canule (OPTIFLAUSCH®)
- 1 x Passeport de canule
- 1 x Mode d'emploi

Prière d'indiquer la taille après le numéro de référence pour toute commande!



KOMBI




MRT

CE 0482

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX

Caractéristiques techniques

DESSIN TECHNIQUE



LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX

REF 115950-xx

Taille	OD	ID	NL	REF
8	11,0	8,0	22,0	115950-08
9	12,0	9,0	22,0	115950-09
10	13,0	10,0	22,0	115950-10
11	14,0	11,0	22,0	115950-11
12	15,0	12,0	22,0	115950-12

LARYNGOTEC® KOMBI STOMA BUTTON FIX SHORT

REF 115960-xx

Taille	OD	ID	NL	REF
8	11,0	8,0	15,0	115960-08
9	12,0	9,0	15,0	115960-09
10	13,0	10,0	15,0	115960-10
11	14,0	11,0	15,0	115960-11
12	15,0	12,0	15,0	115960-12

Légende

Toutes les longueurs sont en mm
 OD = diamètre externe de la collerette de la canule
 ID = diamètre interne de la pointe de canula externe
 NL = longueur par l'arc central

PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS / PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMAS / BILDER



UNI

de	15 mm-Konnektor (UNI)
en	15 mm-connector (UNI)
fr	Connecteur 15 mm (UNI)
nl	15 mm-connector (UNI)
es	Conector de 15 mm (UNI)
sv	15 mm anslutning (UNI)



VARIO

de	15 mm-Drehkonnektor (VARIO)
en	15 mm-swivel connector (VARIO)
fr	Connecteur rotatif 15 mm (VARIO)
nl	15 mm-swivel-connector (VARIO)
es	Conector rotatorio de 15 mm (VARIO)
sv	Ytterkanyl inklusive 15 mm vridanslutning (VARIO)



KOMBI

de	22 mm-Konnektor (KOMBI)
en	22 mm-connector (KOMBI)
fr	Connecteur 22 mm (KOMBI)
nl	22 mm-connector (KOMBI)
es	Conector de 22 mm (KOMBI)
sv	22 mm anslutning (KOMBI)



LINGO

de	Fensterung oder Siebung (LINGO)
en	Fenestration or sieving (LINGO)
fr	Fenêtrage ou perforations (LINGO)
nl	Vensteren of zeven (LINGO)
es	Fenestration o perforación (LINGO)
sv	Fönsteröppning eller siktning (LINGO)




FLAT-PHON

de	Flachprofil mit Sprechventil (FLAT-PHON)
en	Flat profile with speaking valve (FLAT-PHON)
fr	Profilé plat avec valve de phonation (FLAT-PHON)
nl	Vlak profiel met spreekventiel (FLAT-PHON)
es	Perfil plano con válvula fonatoria (FLAT-PHON)
sv	Platt profil med talventil (FLAT-PHON)



PHON

de	Sprechventil (PHON)
en	Speaking valve (PHON)
fr	Valve de phonation (PHON)
nl	Spreekventiel (PHON)
es	Válvula fonatoria (PHON)
sv	Talventil (PHON)



CUFF

de	Mit CUFF
en	With CUFF
fr	Avec ballonnet (CUFF)
nl	Met CUFF
es	Con balón (CUFF)
sv	Med CUFF



SUCTION

de	Mit Absaugvorrichtung (SUCTION)
en	With suction line (SUCTION)
fr	Avec dispositif d'aspiration (SUCTION)
nl	Met afzuigkanaal (SUCTION) voor subglottisch afzuigen van secret boven de cuff
es	Con línea de succión (SUCTION)
sv	Med sugslang (SUCTION)

O₂

de	Mit einem O ₂ -Anschluss
en	With oxygen support
fr	Avec raccord O ₂
nl	Met zuurstofaansluiting (O ₂ -support)
es	Con puerto de oxígeno
sv	Med O ₂ -anslutning



MRT

de	MRT geeignet
en	MRT suitable
fr	IRM-compatible
nl	Geschikt voor MRT
es	Compatible con resonancia Magnética
sv	MR-kompatibel

de Falls zutreffend, sind diese Piktogramme auf dem Datenblatt zu finden.
 en If applicable, these pictograms can be found on the data sheet.
 fr Le cas échéant, ces pictogrammes se trouvent sur la fiche technique.

nl Indien van toepassing zijn deze pictogrammen te vinden op het gegevensblad.
 es Si procede, estos pictogramas se encuentran en la ficha técnica.
 sv I förekommande fall finns dessa piktogram på databladet.