

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE M

REF 67900



REF 100705-2 (en option)



- ▶ Système d'aspiration portable pour l'aspiration sous-glottique
- ▶ Réceptacle à sécrétions à usage unique avec tubulure d'aspiration intégrée pour un changement de récipient hygiénique réduisant la présence de germes
- ▶ Utilisation du réceptacle à sécrétions à usage unique jusqu'à 7 jours
- ▶ Filtre à charbon actif intégré pour réduire les odeurs
- ▶ Gélifiant intégré pour lier les sécrétions
- ▶ Affichage numérique en allemand, anglais, français, espagnol, italien, néerlandais
- ▶ Possibilité de réglage individuel :
 - Vide : -60 mbar à -300 mbar (par paliers de 10 mbar)
 - Durée d'aspiration : 10 – 60 s (réglage par paliers de 1 seconde)
 - Durée de pause : 3 – 60 min (réglage par paliers de 1 minute)

CONTENU**DYSSUCTION® SUCTION DEVICE M REF 67900**

- 1 x système d'aspiration avec réceptacle à sécrétions à usage unique (250 ml) avec tubulure d'aspiration et connecteur cannelé
- 1 x système d'aspiration (250 ml) avec tubulure d'aspiration et connecteur cannelé
- 1 x bloc d'alimentation **REF 67912**
- 1 x notice abrégée
- 1 x mode d'emploi

Disponibles en option :

- 30 x Instructions for Use - Quick Guide **REF 67910**
- 1 x support variable DYSSuction Suction Device M **REF 100705-2**

FAHL

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE M



APERÇU DES APPAREILS

- ① Panneau de commande
- ② Réceptacle à sécrétions amovible
- ③ Tubulure d'aspiration
- ④ Port de chargement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vide :	-60 mbar à -300 mbar (par paliers de 10 mbar)
Durée d'aspiration :	10 – 60 s (par paliers de 1 seconde)
Durée de pause :	3 – 60 min (par paliers de 1 minute)
Puissance d'aspiration du dispositif	max. 8 l/min
Dimensions de l'appareil de base (h x l x p)	165 x 220 x 90 mm
Poids	1,2 kg
Durée de fonctionnement	En mode secteur : Fonctionnement continu En mode batterie : env. 18 h en fonction de la sollicitation du moteur
Temps de chargement	6 – 7 h lorsque la batterie est vide