


DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S

REF 67700



REF 100705-2 (opcional)



- ▶ Aspirador portátil para aspiración subglótica
- ▶ Bolsa de aspiración con tapa para el cambio higiénico y aséptico del depósito
- ▶ Gelificante integrado para aglutinar secreciones
- ▶ Filtro de carbón activado integrado en el aparato para reducir los olores
- ▶ Pantalla digital en alemán, inglés, francés, español, italiano y neerlandés
- ▶ Ajuste individual:
 - Vacío: -60 mbares a -300 mbares (en pasos de 10 mbares)
 - Tiempo de aspiración: 10-60 s (ajuste en pasos de 1 segundo)
 - Duración de la pausa: 3-60 min (ajuste en pasos de 1 minuto)


VOLUMEN DE SUMINISTRO**DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S REF 67700**

- 1 aspirador
- 1 depósito exterior «Bag» (1000 ml) **REF 67710**
- 1 soporte para depósito exterior «Bag» **REF 67712**
- 1 bolsa de aspiración «OneWay» (1000 ml)
- 1 tubo de aspiración desechable con conector escalonado (no estéril)
- 1 tubo de conexión para el sistema de depósito de secreciones desechable «OneWay» **REF 67713**
- 1 fuente de alimentación **REF 67912**
- 1 instrucciones resumidas
- 1 instrucciones de uso

Opcional:

- 1 depósito exterior «Bag» (1000 ml) **REF 67710**
- 60 bolsas de aspiración «OneWay» (1000 ml) **REF 67711**
- 1 soporte para depósito exterior «Bag» **REF 67712**
- 1 tubo de conexión para el sistema de depósito de secreciones desechable «OneWay» **REF 67713**
- 1 sistema de depósito desechable (depósito exterior, bolsa de aspiración, soporte para depósito exterior, tubo de conexión, tubo de aspiración desechable con conector escalonado) **REF 67714**
- 10 tubos de aspiración desechables con conector escalonado (no estéril) **REF 100712-1**
- 1 kit de sustitución para sistema de doble filtro DFS® **REF 67716**
- 1 soporte variable DYSSuction® Suction Device S **REF 67717**

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S



RESUMEN DEL APARATO	REF
① Asa de transporte	
② Tubo de conexión para el sistema de depósito de secreciones desechable «OneWay»	67713
③ Conexión del tubo de aspiración	
④ Tubo de aspiración desechable con conector escalonado (no estéril) (UE 10)	100712-1
⑤ Depósito exterior «Bag»	67710
⑥ Bolsa de aspiración «OneWay» (1000 ml) (UE 60)	67711
⑦ Soporte para depósito exterior «Bag»	67712
⑧ Panel de mando	
⑨ Conexión para transformador de red enchufable	

DATOS TÉCNICOS	
Vacio	-60 mbares a -300 mbares (en pasos de 10 mbares)
Tiempo de aspiración	10-60 s (en pasos de 1 segundo)
Duración de la pausa	3-60 min (en pasos de 1 minuto)
Potencia de aspiración del aparato	máx. 8 l/min
Dimensiones del aparato (Al x An x P)	290 x 359 x 130 mm
Peso	2,2 kg
Autonomía	Con conexión de red: funcionamiento continuo Con batería recargable: aprox. 18 h en función de la carga del motor
Tiempo de carga	6-7 h con batería recargable vacía
Emisión de ruido	35 dB (A)
Tensión de red fuente de alimentación	100-240 VCA primarios a 50-60 HZ