

OPTISWAB SET PURE / OPTISWAB SET PURE XL

REF 31025



REF 31030



► Les deux sets de nettoyage de canules trachéales contiennent :

- Boîte de nettoyage **OPTIBRUSH® CONT XL** (800 ml) (**REF 31300**) à large diamètre pour le nettoyage des canules trachéales. La boîte de nettoyage contient un panier amovible qui permet d'agiter les canules dans la solution.
- **OPTICIT®** poudre désinfectant (100 g) (**REF 331170**) : à base de Caroat, un principe actif désinfectant éprouvé pour la désinfection des produits médicaux. Extrêmement efficace contre les endospores, de nombreux micro-organismes et virus, y compris SARM, VHB/VIH/VHC). Facile à utiliser, il suffit de le mélanger avec de l'eau pour obtenir une solution prête à l'emploi.

► **OPTISWAB SET PURE (REF 31025):**

- Écouvillon **OPTIBRUSH® SWAB** (**REF 31910**) pour le nettoyage en douceur de canules trachéales. Écouvillon de plastique flexible avec embout absorbant en mousse de polyuréthane. Pas d'effilochage ni de fibres. Le risque d'irritations trachéales est ainsi réduit. Convient particulièrement aux canules trachéales en plastique souple et sensible, notamment aux canules pour enfant.

► **OPTISWAB SET PURE XL (REF 31320):**

- Écouvillon **OPTIBRUSH® SWAB XL** (**REF 31920**) pour le nettoyage en douceur de canules trachéales. Écouvillon de plastique flexible avec embout absorbant en mousse de polyuréthane. Pas d'effilochage ni de fibres. Le risque d'irritations trachéales est ainsi réduit. Convient particulièrement aux canules trachéales en plastique souple et sensible.

CONTENU

OPTISWAB SET PURE REF 31025

1 x OPTIBRUSH® CONT XL boîte de nettoyage
1 x OPTICIT® poudre désinfectant
4 x OPTIBRUSH® SWAB écouvillon de nettoyage
1 x Mode d'emploi

ou

OPTISWAB SET PURE XL REF 31030

1 x OPTIBRUSH® CONT XL boîte de nettoyage
1 x OPTICIT® poudre désinfectant
4 x OPTIBRUSH® SWAB XL écouvillon de nettoyage
1 x Mode d'emploi

Tous les composants du set sont également disponibles séparément.