

OPTIFAHL® STOMA OIL

REF 31525



REF 31550



- ▶ Farbloses Neutralöl als Gleitmittel für Trachealkanülen
- ▶ Keine Reizung der Schleimhaut
- ▶ Erleichtert das Einführen der Trachealkanüle in das Tracheostoma
- ▶ Auch für Trachealkanülen mit Innenkanülen zu verwenden: ein Einölen der Innenkanüle erleichtert ihre Einführung in die Außenkanüle
- ▶ **REF 31525:** PET-Flasche mit Tropfenzähler, um eine sparsame und genaue Dosierung des Stomaöls zu gewährleisten
- ▶ **REF 31550:** Als Stomaöl-Tuch erhältlich: kein Abtropfen, Sicherstellung der richtigen Dosierung, hygienische und praktische Einzelverpackung; ideal für unterwegs!

LIEFERUMFANG	
OPTIFAHL® STOMA OIL 1 x PET-Flasche (25 ml)	REF 31525
oder	
OPTIFAHL® STOMA OIL Towel Größe: 135 x 200 mm Packung mit 30 Stück (4 ml), einzeln verpackt	REF 31550

