

FAHL® PERCUTAN DILATION SET

steril

REF 19980



- ▶ Set zur Durchführung der perkutanen Dilatations-tracheotomie (PDT) nach Ciaglia¹
- ▶ Dilatator mit hydrophiler Beschichtung für eine gute Gleitfähigkeit
- ▶ Stufenlose Bougierung durch konische Form
- ▶ Haptische Struktur und extra großer Griff zur sicheren Handhabung
- ▶ Obere und untere Seite leicht abgeflacht für angepasste Druckverteilung
- ▶ Deutliche Beschriftung 38 Fr./41 Fr.
- ▶ Führungsdraht aus knickstabilem Nitinol (Seldinger Draht) im Dispenser zur Platzierung
- ▶ Steriltuch (Größe 75 x 90 cm)
- ▶ Steril verpackt
- ▶ Optional erhältlich:
 - **REF 19990 FAHL® Percutan Seldinger wire:**
Führungsdraht aus knickstabilem Nitinol
 - **REF 19991 FAHL® Percutan Seldinger wire with guiding catheter:**
Führungsdraht aus knickstabilem Nitinol mit Führungskatheter

LIEFERUMFANG

FAHL® PERCUTAN DILATION SET (CIAGLIA)

REF 19980

- 1 x Punktionskanüle (14 Gauge) mit Katheter
- 1 x Führungsdraht mit Dispenser
- 1 x Vordilatator
- 1 x Führungskatheter mit Sicherheitssperre
- 1 x Dilatator mit hydrophiler Beschichtung
- 1 x Sicherheitsskalpell
- 1 x Spritze
- 1 x Steriltuch
- 4 x Vlieskompressen
- 1 x Gebrauchsanweisung

Optional erhältlich:

FAHL® Percutan Seldinger wire

REF 19990

FAHL® Percutan Seldinger wire with guiding catheter

REF 19991

CE 0482

¹ Byhahn C, Lischke V, Halbig S et al. Ciaglia Blue Rhino: Ein weiterentwickeltes Verfahren der perkutanen Dilatationstracheotomie. Anaesthesist 2000; 49: 202–206

FAHL® PERCUTAN DILATION SET GRIGGS

REF 19981



- ▶ Set zur Durchführung der perkutanen Dilatations-tracheotomie (PDT) nach Griggs¹
- ▶ Führungsdraht aus knickstabilem Nitinol (Seldinger Draht) im Dispenser zur Platzierung
- ▶ Dilatationszange aus Edelstahl mit Führungskanal
- ▶ Sicheres Einrasten der Zange zum Feststellen in geschlossener Form
- ▶ Steriltuch (Größe 75 x 90 cm)
- ▶ Steril verpackt
- ▶ Optional erhältlich:
 - **REF 19990 FAHL® Percutan Seldinger wire:**
Führungsdraht aus knickstabilem Nitinol
 - **REF 19991 FAHL® Percutan Seldinger wire with guiding catheter:**
Führungsdraht aus knickstabilem Nitinol mit Führungskatheter

LIEFERUMFANG

FAHL® PERCUTAN DILATION SET GRIGGS

REF 19981

- 1 x Punktionskanüle (14 Gauge) mit Katheter
- 1 x Führungsdraht mit Dispenser
- 1 x Vordilatator
- 1 x Dilatationszange
- 1 x Sicherheitsskalpell
- 1 x Spritze
- 1 x Steriltuch
- 4 x Vlieskompressen
- 1 x Gebrauchsanweisung

Optional erhältlich:

FAHL® Percutan Seldinger wire **REF 19990**

FAHL® Percutan Seldinger wire with guiding catheter

REF 19991

C € 0482

1 Griggs WM, Worthley LI, Gilligan JE et al. A simple percutaneous tracheostomy technique. *Surg Gynecol Obstet* 1990; 170: 543–545

FAHL® PERCUTAN DILATION SET UNIVERSAL

steril

REF 19982



- ▶ Set zur Durchführung der perkutanen Dilatations-tracheotomie (PDT) nach Ciaglia¹
- ▶ Dilatator mit hydrophiler Beschichtung für eine gute Gleitfähigkeit
- ▶ Stufenlose Bougierung durch konische Form
- ▶ Haptische Struktur und extra großer Griff zur sicheren Handhabung
- ▶ Obere und untere Seite leicht abgeflacht für angepasste Druckverteilung
- ▶ Deutliche Beschriftung 38 Fr./41 Fr.
- ▶ Führungsdraht aus knickstabilem Nitinol (Seldinger Draht) im Dispenser zur Platzierung
- ▶ Obturatoren universell einsetzbar für alle Kanülen jeden Typs/Fabrikats mit Innendurchmesser 7, 8 oder 9 mm
- ▶ Steriltuch (Größe 75 x 90 cm)
- ▶ Steril verpackt
- ▶ Optional erhältlich:
 - **REF 19990 FAHL® Percutan Seldinger wire:**
Führungsdraht aus knickstabilem Nitinol
 - **REF 19991 FAHL® Percutan Seldinger wire with guiding catheter:**
Führungsdraht aus knickstabilem Nitinol mit Führungskatheter

LIEFERUMFANG

**FAHL® PERCUTAN DILATION SET
UNIVERSAL (CIAGLIA)**

REF 19982

- 1 x Punktionskanüle (14 Gauge) mit Katheter
- 1 x Führungsdraht mit Dispenser
- 1 x Vordilatator
- 1 x Führungskatheter mit Sicherheitssperre
- 1 x Dilatator mit hydrophiler Beschichtung
- 3 x Obturator (in den Größen 7, 8, 9)
- 1 x Sicherheitsskalpell
- 1 x Spritze
- 1 x Steriltuch
- 4 x Vlieskompressen
- 1 x Gebrauchsanweisung

Optional erhältlich:

FAHL® Percutan Seldinger wire

REF 19990

**FAHL® Percutan Seldinger wire
with guiding catheter**

REF 19991

CE 0482

¹ Byhahn C, Lischke V, Halbig S et al. Ciaglia Blue Rhino: Ein weiterentwickeltes Verfahren der perkutanen Dilatationstracheotomie. Anaesthesist 2000; 49: 202–206