

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE M

REF 67900



REF 100705-2 (opcional)




- ▶ Aspirador portátil para aspiración subglótica
- ▶ Depósito de secreciones desechable con tubo de aspiración integrado para el cambio higiénico y aséptico del depósito
- ▶ Uso del bote de secreciones desechable durante un máximo de 7 días
- ▶ Filtro de carbón activado integrado para reducir los olores
- ▶ Gelificante integrado para aglutinar secreciones
- ▶ Pantalla digital en alemán, inglés, francés, español, italiano y neerlandés
- ▶ Ajuste individual:
 - Vacío: -60 mbares a -300 mbares (en pasos de 10 mbares)
 - Tiempo de aspiración: 10-60 s (ajuste en pasos de 1 segundo)
 - Duración de la pausa: 3-60 min (ajuste en pasos de 1 minuto)

VOLUMEN DE SUMINISTRO**DYSSUCTION® SUCTION DEVICE M REF 67900**

- 1 aspirador incl. depósito de secreciones desechable (250 ml) con tubo de aspiración con conector escalonado
- 1 depósito de secreciones desechable (250 ml) con tubo de aspiración con conector escalonado
- 1 fuente de alimentación **REF 67912**
- 1 instrucciones resumidas
- 1 instrucciones de uso

Opcional:

- 30 depósitos de secreciones desechables (250 ml) con conector escalonado **REF 67910**
- 1 soporte variable DYSSuction Suction Device M **REF 100705-2**

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE M**RESUMEN DEL APARATO**

- ① Panel de mando
- ② Depósito de secreciones desmontable
- ③ Tubo de aspiración
- ④ Conexión de carga

DATOS TÉCNICOS

Vacio:	-60 mbares a -300 mbares (en pasos de 10 mbares)
Tiempo de aspiración:	10-60 s (en pasos de 1 segundo)
Duración de la pausa:	3-60 min (en pasos de 1 minuto)
Potencia de aspiración del aparato	máx. 8 l/min
Dimensiones del aparato básico (Al x An x P)	165 x 220 x 90 mm
Peso	1,2 kg
Autonomía	Con conexión de red: funcionamiento continuo Con batería recargable: aprox. 18 h en función de la carga del motor
Tiempo de carga	6-7 h con batería recargable vacía